

## CO<sub>2</sub> インキュベーター内でも使用可能な小型吸光プレートリーダー Stratus

インキュベーター内やシェーカー上で使用できる小型吸光マイクロプレートリーダーです。6/12/24/96 ウェルプレートに対応しています。



14.4<sup>W</sup>×13.0<sup>D</sup>×6.8<sup>H</sup> cm, 580 g

細菌・微生物の  
増殖の解析にオススメ!

### 特長


- CO<sub>2</sub> インキュベーター内でも使用できます。
- 一定時間ごとに自動でデータが取得できます (測定間隔: 3分以上)<sup>\*1</sup>。
- 外部バッテリーやコンセントに接続するだけで、PC なしでも測定できます。

測定モード	エンドポイント, カイネティック
測定波長	1 波長 (600 nm のみ) <sup>*2</sup>
検出範囲	0.000~3.000 OD
環境耐性	温度: 0~50°C, 湿度: 0~99%, O <sub>2</sub> 濃度: 0~21%, CO <sub>2</sub> 濃度: 0~25%
精度	<±1% and ±0.015 OD (0.000~2.000 OD)
付属品	microSD カード, USB ケーブル, 電源アダプター

<sup>\*1</sup> データのリアルタイムモニタリングはできません。データは SD カードに保存されます。

<sup>\*2</sup> 600 nm 以外のカスタム品については、当社テクニカルサポート (機器担当) までお問い合わせ下さい。

### 別売品 シェーカー固定用アダプター



重量: 125 g

Stratus をシェーカーに固定する専用アダプターです。

[メーカー: CLO]

商品コード	包装	価格 (¥)
R2APT	1 unit	75,000

※対応可能なシェーカーについては、当社機器担当までお問い合わせ下さい。

### 使用例 (Stratus を用いた細菌増殖のモニタリング)

Stratus を用いて LB 培地と M9 培地における *E. coli* K-12 の増殖を比較した。

- ① *E. coli* を LB 培地と M9 培地のそれぞれで 16 時間培養し、培養後に 0.01 OD になるように各培地で希釈した。
- ② 希釈した培養液とネガティブコントロールとして各培地を 200 μl ずつマイクロプレートに分注した。
- ③ 37°C, 180 rpm で 24 時間振とう培養を行い、3 分ごとにデータを取得した。




- Stratus を使えば、3 分ごとに自動でデータを取得できるため、長時間にわたる測定でも負担なく行うことができます。
- 測定頻度が均一・高頻度なため、増殖の変化を逃しません。

[メーカー: CLO]

商品コード	包装	価格 (¥)
R2600 <span style="color: red;">△</span>	1 unit	700,000

Time Course Measurement of *E. coli* Growth



M9 培地と比較して、LB 培地で培養した *E. coli* はより高い増殖効率を示した。また、5 時間経過時では、LB 培地のグルコースが枯渇し、ジオキシックシフト (diauxic shift) が起こったため、LB 培地での *E. coli* の増殖がゆるやかになった。

### ご購入時のご注意



こちらの製品は、ご購入時に同意書が必要です。  
Web ページ番号: 70030 より「ご購入前の同意書」をダウンロードし、必要事項をご記入の上、ご利用の販売店にお渡し下さい。  
ご不明な点は当社テクニカルサポート (機器担当) までお問い合わせ下さい。