



G-LISA Small G-Protein Activation Assay Kit

活性型低分子量 G タンパク質定量キット


細胞内の活性型低分子量 G タンパク質を、従来のプルダウン法よりも少ない試料量で、より簡単に短時間で定量できるキットです。

特長

- 各種の活性型低分子量 G タンパク質を特異的に認識する effector-protein の結合領域をあらかじめコーティングした 96 ウェルプレートを用いています。
- 比色法 (測定波長: 490 nm)、またはより高感度な化学発光法で定量するタイプの製品があります。


	従来法 (プルダウン法)	G-LISA シリーズ
測定時間	10~12 時間 (2 日間)	3 時間未満
測定当たりの必要試料量	0.5~2 mg	6.25~50 µg
測定当たりの処理試料数	10 試料程度	最大 96 試料
データの定量性	半定量的	定量的
ハイスループット測定	不可能	可能

使用例



LPA (lysophosphatidic acid) による Rho の活性化を G-LISA キット (#BK121) で測定した。Swiss 3T3、A431、HeLa 細胞をそれぞれ血清飢餓状態で培養し、LPA 処理により刺激した。細胞抽出物を G-LISA アッセイに使用した。LPA 刺激により細胞内の活性型 Rho が増加していることが分かる。

紫: LPA 未処理、黄: LPA 処理



G-LISA プレート (8 ウェルストリッププレート) とキット外観

操作方法概略

Web に動画あり



1. 細胞を溶解する。
2. 細胞ライセートを G-protein-GTP-binding plate に添加し、30 分間インキュベートする。
3. 検出用抗体を加え、インキュベートする。
4. 検出用試薬 (発色/化学発光基質) を加えて測定する。

MEMO

G-LISA Activation Assays テクニカルガイド



G-LISA アッセイの設計またはトラブルシューティングの際に役立つテクニカルガイドです。フナコシ Web からご覧いただけます。

〈掲載内容〉

- ・ 試料調製法
- ・ 実験のコツ
- ・ データ解析
- ・ 参考文献

[メーカー: CYO]

測定因子	品名	検出方法	アッセイ数	商品コード	包装	価格 (¥)	
Cdc42	Cdc42 G-LISA Activation Assay Kit	比色	24 assays	BK127-S	1 kit	170,000	
			96 assays	BK127	1 kit	280,000	
Rac1	Rac1 G-LISA Activation Assay Kit	化学発光	96 assays	BK126	1 kit	280,000	
			比色	24 assays	BK128-S	1 kit	170,000
				96 assays	BK128	1 kit	280,000
Rac1, 2, 3	Rac1, 2, 3 G-LISA Activation Assay Kit	比色	96 assays	BK125	1 kit	280,000	
Ra1A	Ra1A G-LISA Activation Assay Kit	比色	96 assays	BK129	1 kit	280,000	
Ras	Ras G-LISA Activation Assay Kit	比色	96 assays	BK131	1 kit	280,000	
RhoA / Rac1 / Cdc42	RhoA / Rac1 / Cdc42 G-LISA Activation Assay Bundle 3 Kits	比色	3×24 assays	BK135	3 kits	499,000	
RhoA	RhoA G-LISA Activation Assay Kit	化学発光	96 assays	BK121	1 kit	280,000	
			比色	24 assays	BK124-S	1 kit	170,000
				96 assays	BK124	1 kit	280,000
Total RhoA	Total RhoA ELISA Kit	比色	96 assays	BK150	1 kit	153,000	