

トーフラボ株式会社

Web ページ番号

67240



記録が必要な分注作業はお任せ！

pipetty-Smart 20 μ l

50% OFF

デモ OK

数量
限定

通常のプランジャー式プッシュ操作と筆記スタイルのペン式プッシュ操作が選べる電動ピペットです。スマートフォンで分注量の設定や分注操作の実行結果を記録できます。

製造元：(株)アイカマス・ラボ

ノートを確認しながら作業するのが面倒…



ピペッティング操作とノートへの記録を同時にできないかな…

専用アプリで分注量・回数設定・記録、プロトコルの登録ができる！



Bluetooth® でスマホと接続！



- 分注量・回数をスマートフォンから設定できます。
- プロトコルをあらかじめ登録しておくことで工程に従って容量が自動で変更され、作業中に設定を変更する手間が省けます。
- 実験日、作業者名、分注量、分注回数、作業ログが自動でPDFに出力されます。
- 容量や分注回数は音声入力でも設定できます。

[メーカー：ASY]

| | |
|--------------|---|
| 精度保障範囲 | 2~20 μ l |
| 再現性 (CV) * | 2 μ l \leq 2.0% (2 μ l \leq 3.5%), 20 μ l \leq 0.4% |
| 正確度 * | 2 μ l \pm 3.5% (2 μ l \pm 5.0%), 20 μ l \pm 1.0% |
| 商品コード | MSIC12-01-20 |
| 包装 | 1 piece |
| 通常価格 (¥) | 79,800 |
| キャンペーン価格 (¥) | 39,900 |

* () 内は連続分注時

※充電式電池 1本+充電器が付属しています。

※スマートフォンまたはタブレット (Android 8.1以降) が別途必要です。

CELLTREAT
VistaLab
TECHNOLOGIES

Web ページ番号

61820



手が疲れにくい形のピペット

Ovation-BioNatural Pipette

50% OFF

デモ OK

数量
限定

利き手を選ばず、ユニークな形状で握りやすいピペットです。自立するため、ピペットチップを装着したままベンチトップに置くことができます。

電動タイプ

充電式で、自動吸引・吐出、連続分注、段階希釈、混合、リバースピペッティングの5つのモードを搭載しています。



[メーカー：VST]

| チャンネル | 容量 | 商品コード | 包装 | 通常価格 (¥) | キャンペーン価格 (¥) |
|-----------|----------------|------------|-------|--------------------|--------------|
| シングルチャンネル | 0.1~5 ml | 1065-05mLK | 1 set | 151,000 | 75,500 |
| 8チャンネル | 0.5~20 μ l | 1160-0020K | 1 set | 274,000 | 137,000 |

ハイブリッドタイプ

容量設定や変更をモーターで行い、溶液の吸引と吐出を手動で行うハイブリッドタイプのピペットです。

よく使用する容量を5つまでセットできます。



[メーカー：VST]

| 容量 | 商品コード | 包装 | 通常価格 (¥) | キャンペーン価格 (¥) |
|---------------|-----------|--------|--------------------|--------------|
| 0.2~2 μ l | 1057-0002 | 1 unit | 100,000 | 50,000 |

↓ココを選択！

Web ページ番号検索

SEARCH

各記事右上の Web ページ番号を入力

検索

各製品の詳細は、フナコシ Web のタブから簡単に検索できます！

期間

2024年

4/15

▼

6/14

4