

Biosan社 ボルテックスミキサー



製品の詳細は各Webページ番号をご覧ください

V-1 plus Personal Vortex

Webページ番号 **1383**



連続運転とタッチスタートの切り替えが可能なボルテックスミキサーです。回転速度は可変式です。



V-32 Multi-vortex

Webページ番号 **61797**



連続運転と、インパルスモード*の切り替えが可能なボルテックスミキサーです。標準装備のプラットフォームにより、0.2 / 0.5 / 1.5 mlチューブを合わせて32本同時に処理できます。



* インパルスモードは、操作パネルの**QS**(Quick shaking mode) / **CS**(Continuous shaking mode) スイッチを**QS**(Quick shaking mode)に設定し、中央の黒いボタン(**QSボタン**)を押している間だけ作動するモードです。**CS**に設定すると**連続作動モード**となります。

MSV-3500 Multi Speed Vortex

Webページ番号 **3819**



様々なサイズのチューブを攪拌できるボルテックスミキサーです。交換可能な4種類のプラットフォームがあります。回転速度や時間をデジタル表示で設定できます。



仕様／価格

BIOSAN LTD. [メーカー略称: BSN]

| 品名 | V-1 plus | V-32 | MSV-3500 (プラットフォーム4種付属) |
|--------------------------|---|---|--|
| 動作モード | タッチスタート、連続運転 | インパルスモード、連続運転 | 連続運転 |
| タイマー | - | - | 0~60分 |
| 連続運転可能時間 | 24時間 | 24時間 | 8時間 |
| 付属プラットフォーム (チューブ収容本数) | - | <ul style="list-style-type: none"> ・PV-32 (0.2 ml × 8本 + 0.5 ml × 8本 + 1.5 ml × 16本) ・PL-1 (0.2~50 ml × 1本) | <ul style="list-style-type: none"> ・SV-16/8 (0.2 ml × 8本 + 0.5 ml × 8本 + 1.5 ml × 16本) ・SV-10/10 (10 ml × 10本) ・SV-8/15 (15 ml × 8本) ・SV-4/30 (50 ml × 4本) |
| 耐荷重 | 30 g | 70 g | 200 g |
| 回転速度範囲 | 500~3,000 rpm | 500~3,000 rpm | 300~3,500 rpm (100 rpm刻み) |
| 回転振幅 | 4 mm | 2 mm | 4 mm |
| 動作可能環境 | 温度 | 4°C~40°C | |
| | 湿度 | 80% (室温31°C時) ~ 50% (室温40°C時) | |
| 電源 | 100~240 V、50/60 Hz | | |
| サイズ | 90 ^W × 150 ^D × 80 ^H mm | 120 ^W × 180 ^D × 100 ^H mm | 180 ^W × 170 ^D × 145 ^H mm |
| 質量 | 0.8 kg | 1.5 kg | 2.6 kg |
| 商品コード | BS-010203-AAK | BS-010207-AAK | BS-010210-TAK |
| 包装 | 1 unit | 1 unit | 1 unit |
| 価格(¥) | 44,800 | 65,700 | 105,000 |

別売プラットフォーム

BIOSAN LTD. [メーカー略称: BSN]

| 対応ボルテックスミキサー | タイプ | チューブ収容本数 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
|--------------|------------|--|--------------|---------|-------|
| V-32 | PV-32 * | 0.2 ml × 8本 + 0.5 ml × 8本 + 1.5 ml × 16本 | BS-010207-CK | 1 piece | 8,000 |
| | PV-48 | 0.2 ml × 48本 (0.2 ml 8連 × 6本) | BS-010207-GK | 1 piece | 8,000 |
| | PV-6/10 | 10 ml × 6本 | BS-010207-BK | 1 piece | 8,000 |
| MSV-3500 | SV-16/8 * | 0.2 ml × 8本 + 0.5 ml × 8本 + 1.5 ml × 16本 | BS-010210-CK | 1 piece | 6,000 |
| | SV-10/10 * | 10 ml × 10本 | BS-010210-BK | 1 piece | 6,000 |
| | SV-8/15 * | 15 ml × 8本 | BS-010210-DK | 1 piece | 6,000 |
| | SV-4/30 * | 50 ml × 4本 | BS-010210-AK | 1 piece | 6,000 |

* 本体に付属しています。

関連製品

遠心分離機とボルテックスミキサーが1台になった製品もあります。
詳細は各フナコシWebをご覧ください。



FVL-2400N

Webページ番号

3820



MSC-3000



MSC-6000

Webページ番号

3283



NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2023年10月20日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、BIOSAN社の商標または登録商標です。

- ※ 印の製品には安全にご利用いただくための警告ラベルが貼られています。表示に従って安全対策を実施して下さい。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(BSN)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店



つないで、進む
FRONTIERS IN LIFE SCIENCE

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
www.funakoshi.co.jp info@funakoshi.co.jp

機器に関する技術的なお問い合わせ
 kiki@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1619

デモ・在庫・納期などについて
 sales@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1615

funakoshi

@Funakoshi_CoLtd

/フナコシ株式会社

BSN-7659 (2023.10)