


# ChIPグレード抗体付属！！ 修飾ヒストンChIPキット

## EpiQuik Histone ChIP Kit

詳しくはフナコシWebで検索！ Webページ番号 **80842**

細胞ライセート／組織ホモジネートの調製から免疫沈降，DNA精製など，操作に必要なほぼ全ての試薬が含まれます



\*本製品にDNAクロスリンク用のホルムアルデヒドは含まれていません。別途、ご用意下さい。

主な キット内容	Wash buffer	Antibody buffer	Lysis buffer	ChIP dilution buffer	DNA release buffer	Reverse buffer	Binding buffer	Elution buffer
	Protease inhibitor cocktail	Normal mouse IgG	Proteinase K	Anti-modified histone	8-well assay strips	8-well strip cap	F-spin column	F-collection tube

### 製品例

対象のヒストン	Epigentek Group [メーカー略称: EPG]	
	包装	商品コード
Acetyl-Histone H3 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2010-24
	1 kit (48 reactions)	P-2010-48
Acetyl-Histone H3, Tissue, ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2012-24
	1 kit (48 reactions)	P-2012-48
Acetyl-Histone H4 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2011-24
	1 kit (48 reactions)	P-2011-48
Acetyl-Histone H4, Tissue, ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2013-24
	1 kit (48 reactions)	P-2013-48

キャンペーン価格(¥)

1 kit (24 reactions) 包装品  
通常価格(¥): ~~69,000~~ → **51,750**

キャンペーン価格(¥)

1 kit (48 reactions) 包装品  
通常価格(¥): ~~109,000~~ → **81,750**

その他修飾ヒストンChIPキットについては裏面をご覧ください。

### 使用文献あります！！

#### 文献例

Epigenetic modification of the leptin promoter in diet-induced obese mice and the effects of N-3 polyunsaturated fatty acids.

Shen W., et al., *Sci. Rep.*, 4, 5282(2014). [PMID : 24923522]

食事誘導性肥満(DIO)マウスにおける、アセチル化／メチル化ヒストンとレプチンプロモーターの関係を調べた。本製品で脂肪組織から修飾ヒストンの免疫沈降・DNAの精製を行い、レプチンプロモーターに対するリアルタイムPCRを行った。

その他の使用文献は  
データシートを参照

使用された製品(商品コード)

Acetyl-Histone H3, Tissue ChIP Kit (#P-2012)  
Acetyl-Histone H4, Tissue, ChIP Kit (#P-2013)  
Methyl-Histone H3-K9, Tissue, ChIP Kit (#P-2008)  
Methyl-Histone H3-K4, Tissue, ChIP Kit (#P-2009)  
Methyl-Histone H3-K27, Tissue, ChIP Kit (#P-2016)

# ChIPグレード抗体付属！！ 修飾ヒストンChIPキット

期間：～平成29年10月13日

25%  
OFF

Epigentek Group [メーカー略称:EPG]

品名	包装	商品コード	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Methyl-Histone H3-K9 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2006-24	<del>69,000</del>	<b>51,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2006-48	<del>109,000</del>	<b>81,750</b>
Methyl-Histone H3-K9, Tissue, ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2008-24	<del>69,000</del>	<b>51,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2008-48	<del>109,000</del>	<b>81,750</b>
Tri-Methyl-Histone H3-K9 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2006T-24	<del>69,000</del>	<b>51,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2006T-48	<del>109,000</del>	<b>81,750</b>
Methyl-Histone H3-K4 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2007-24	<del>65,000</del>	<b>48,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2007-48	<del>106,000</del>	<b>79,500</b>
Methyl-Histone H3-K4, Tissue, ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2009-24	<del>69,000</del>	<b>51,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2009-48	<del>109,000</del>	<b>81,750</b>
Methyl-Histone H3-K27 ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2015-24	<del>77,000</del>	<b>57,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2015-48	<del>112,000</del>	<b>84,000</b>
Methyl-Histone H3-K27, Tissue, ChIP Kit, EpiQuik	1 kit (24 reactions)	P-2016-24	<del>77,000</del>	<b>57,750</b>
	1 kit (48 reactions)	P-2016-48	<del>112,000</del>	<b>84,000</b>

さらに

動物／植物組織用ChIPキット

クロマチン抽出キット

ChIP-Seqライブラリー構築キット

ChIP抗体バリデーションキット

クロマチンアクセシビリティ解析キット

などのChIP関連製品も

25%OFF

詳細はフナコシWebをご覧ください

Webページ番号

80842

製品の  
一例

哺乳動物細胞／植物試料からのクロマチン抽出キット

ChromaFlash Chromatin Extraction Kit

Epigentek Group [メーカー略称:EPG]

品名	試料量	収量	包装	商品コード	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
Chromatin Extraction Kit, ChromaFlash 使用文献:9報	単層／浮遊細胞: $1 \times 10^5 \sim 5 \times 10^6$ cells 組織: 10～200 mg	約4 $\mu$ g <sup>*1</sup>	1 kit (100 extractions <sup>*1</sup> )	P-2001-100	<del>28,000</del>	<b>21,000</b>
Plant Chromatin Extraction Kit, ChromaFlash 使用文献:1報	花, 葉, 若い苗: 0.1～1 g	0.5～2 $\mu$ g <sup>*2</sup>	1 kit (50 extractions <sup>*2</sup> )	P-2022-050	<del>30,000</del>	<b>22,500</b>

\*1  $1 \times 10^6$  cells／組織50 mg使用時

\*2 200 mg植物組織使用時

NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2017年7月14日現在です。  
 ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。  
 ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※ 記載されている会社及び商品名は、Epigentek Group社の商標または登録商標です。  
 ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。  
 ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(EPG)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

日本総代理店

フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

http://www.funakoshi.co.jp/ e-mail: info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: Tel. 03-5684-1620 Fax 03-5684-1775

e-mail: reagent@funakoshi.co.jp

受託に関して: Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539

e-mail: jutaku@funakoshi.co.jp

EPG-5907(2017.07)