



サイトカイン / ホルモン

ストレス 定量

唾液中コルチゾール測定キット

Salivary Cortisol EIA Kit

唾液中に含まれるコルチゾールを比色法により定量するキットです。

唾液を試料とした測定は、採取が簡単なこと、採取時に侵襲を伴わないこと、汚染の危険性が低いことなどの特長から、ストレス研究、スポーツ医学、小児科などの分野で注目されています。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。

特長

- ◆ 高感度かつ再現性と正確性に優れています。
- ◆ 試料からの抽出分離操作は必要ありません。
- ◆ 簡単な操作で短時間に測定できます。
- ◆ 得られた値は血中の値と高い相関性を示すことが報告されています。
- ◆ 感度：< 0.003 $\mu\text{g}/\text{dl}$ (0.083 nmol/L)
- ◆ 測定範囲：0.012 ~ 3,000 $\mu\text{g}/\text{dl}$
- ◆ 必要試料量：25 μl

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Cortisol, EIA Kit, Expanded Range, High Sensitivity, Salivary*	SAL	1-3002	1 kit / 35,000

関連製品

唾液中に含まれる各種成分を比色法により定量するキットです。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Androstenedione, EIA Kit, Salivary	SAL	1-2902	1 kit / 55,000
感度：5.0 pg/ml , 測定範囲：10 ~ 2,430 pg/ml , 必要試料量：50 μl			
Blood Contamination, EIA Kit, Salivary	SAL	1-1302	1 kit / 31,000
感度：0.08 mg/dl , 測定範囲：0.08 ~ 6.6 mg/dl , 必要試料量：20 μl			
C-Reactive Protein ELISA Kit, Salivary	SAL	1-3302	1 kit / 64,000
感度：10 pg/ml , 測定範囲：93.75 ~ 3,000 pg/ml , 必要試料量：15 μl			
Cotinine, EIA Kit, High Sensitivity, Salivary*	SAL	1-2002	1 kit / 50,000
感度：0.05 ng/ml , 測定範囲：0.8 ~ 200 ng/ml , 必要試料量：20 μl			
DHEA, EIA Kit, Salivary	SAL	1-1202	1 kit / 45,000
感度：5.0 pg/ml , 測定範囲：10.2 ~ 1,000 pg/ml , 必要試料量：50 μl			
Estradiol, EIA Kit, High Sensitivity, Salivary	SAL	1-3702	1 kit / 52,000
感度：< 1 pg/ml , 測定範囲：1.0 ~ 32.0 pg/ml , 必要試料量：100 μl			
Estriol, EIA Kit, Salivary	SAL	1-1802	1 kit / 54,000
感度：16 pg/ml ; 高感度測定法の場合 1 pg/ml , 測定範囲：20 ~ 4,860 pg/ml , 必要試料量：25 μl			
Estrone, EIA Kit, Salivary	SAL	1-3202	1 kit / 52,000
感度：< 1 pg/ml , 測定範囲：3.1 ~ 300 pg/ml , 必要試料量：100 μl			
17 α -Hydroxyprogesterone, EIA Kit, Salivary	SAL	1-2602	1 kit / 60,000
感度：3.0 pg/ml , 測定範囲：5.1 ~ 500 pg/ml , 必要試料量：50 μl			

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
IgA, Secretary, EIA Kit, Salivary	SAL	1-1602	1 kit / 64,000
感度：2.5 $\mu\text{g}/\text{ml}$, 測定範囲：2.5 ~ 600 $\mu\text{g}/\text{ml}$, 必要試料量：25 μl			
Progesterone, EIA Kit, Salivary	SAL	1-1502	1 kit / 49,000
感度：5.0 pg/ml , 測定範囲：10 ~ 2,430 pg/ml , 必要試料量：50 μl			
Testosterone, EIA Kit, Expanded Range, Salivary**	SAL	1-2402	1 kit / 43,000
感度：1.0 pg/ml , 測定範囲：6.1 ~ 600 pg/ml , 必要試料量：25 μl			

* 印のキットの唾液試料の採取には、別売品の Salimetrics Oral Swab (SOS) または Sorbette (下記参照) を、** 印のキットには、SOS のご使用をお勧めします。それ以外の製品の試料採取には、SOS および Sorbette は適していないため、流涎により採取して下さい。



サイトカイン / ホルモン

試料調製 唾液採取

高回収率の唾液採取用スワブ

Salimetrics Oral Swab (SOS)

唾液採取用スワブです。スワブ由来物質に影響されずに高回収率で唾液試料を採取し、保存することができます。Cortisol (#1-3002) / Cotinine (#1-2002) / Testosterone (#1-2402) EIA Kit に使用できます。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Salimetrics Oral Swab (SOS)	SAL	5001.02	50 pieces / 7,000
Swab Storage Tube	SAL	5001.05	50 pieces / 7,000
SOS 保存用チューブ。			

※ 上記製品はセットでご使用下さい。

Sorbette

乳幼児からの唾液採取に適した製品です。綿に唾液を含ませた後、専用のチューブ (#5001.04) にセットし、遠心することにより唾液試料を採取できます。

※本製品は研究用です。臨床用途には使用できません。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
Sorbette	SAL	5029.00	100 pieces / 10,000
Sorbette Storage Conical Tube	SAL	5001.04	50 pieces / 7,000

※ 上記製品はセットでご使用下さい。