

Labnet
Labnet International, Inc.

New
機器
攪拌器

高速でも安定なマルチスピードボルテックス

Vortex Mixer VX-200

低速から高速まで安定したミキシングが可能なボルテックスミキサーです。



特長

- ◆ 連続運転またはタッチスタートの切り替えが可能です。
- ◆ カウンターバランスシステムを採用しており、高速運転時でもガタつかず安定です。
- ◆ 豊富なアタッチメントヘッド（別売品）を取りそろえています。



回転数範囲	0 ~ 3,400 rpm
運転モード切替	連続 / タッチスタート
サイズ	14 ^W × 16 ^D × 13 ^H cm
質量	2.2 kg
電源	115 V, 50/60 Hz

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
VX-200 Vortex Mixer with Combi Head, 120 V	LNT	S0200	1 unit / 32,000

アタッチメントヘッド別売品

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Optional Head Attachment			
LNT	S0200-21	for 24 × 1.5/2.0 ml Tubes, 24 × 0.5 ml Tubes and 32 × 0.2 ml Tubes (or 4 Tube Strips) 【写真①】	1 piece / 4,000
LNT	S0200-22	for 1 Microplate or 64 × 0.2 ml Tube or 8 × 0.2 ml Tube Strips 【写真②】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-23	for 8 × 15 ml and 8 × 12/13 mm Diameter Tubes 【写真③】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-24	for 6 × 50 ml Tubes 【写真④】	1 piece / 5,000
LNT	S0200-25	for 12 × 1.5/2.0 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑤】	1 piece / 9,000
LNT	S0200-26	for 4 × 15 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑥】	1 piece / 9,000
LNT	S0200-27	for 2 × 50 ml Tubes, Head Horizontally 【写真⑦】	1 piece / 9,000


EXCEL Scientific, Inc.

New
機器
消耗品

貼り付けが簡単なロール状シーリングフィルム

SealMate System

ロール状のシーリングフィルムを SealMate ディスペンサーにセットして使用します。フィルムは用途に応じた二種類の製品があります。



共通の特長

- ◆ 1枚分のシールを取り出してプレートに貼り付けた後、ミシン目で切り取れます。
- ◆ シーリングパドルが内蔵されており、プレートにしっかりと密着させることができます。
- ◆ 2種類のフィルムがあり、それぞれ滅菌済み / 非滅菌の2タイプがあります。

SealPlate Film

ELISAに最適な、厚さ 38 μm のポリエステル製フィルムです。

※ PCRプレートのシールはできません。

特長

- ◆ 1ロール当たり 100 プレート分シールできます。
- ◆ 使用可能温度：-40℃ ~ 120℃

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New SealPlate Starter Kit, Non-Sterile			
EXS	SM-KIT-SP		1 Kit / 48,000
SealMate Dispenser と非滅菌の SealPlate Film 2 ロールがセットになったキット。			