

ウシ胎児血清 特別価格キャンペーン



キャンペーンの詳細はWebページをご覧ください

biowest
The Serum Specialist

[メーカー略称: BWT]



詳細はこちら

Webページ番号検索

81377



南米(コロンビア)産
#S1810-500

特別価格

27,000円 / 500 ml



ヨーロッパ産
(アイルランド, スペイン, フランス)
#S1400-500

35,000円 / 500 ml

品質検査項目

無菌性	ウイルス (BVD, IBR, PI3)	pH
浸透圧	エンドトキシン	ヘモグロビン
総タンパク質	IgG	BSE
細胞増殖試験 (HeLa, L929, SP2, MRC-5)	マイコプラズマ	

- ・ ISO9001規格に基づいて製造
- ・ 厳格な品質チェック
- ・ 原料までトレース可能
- ・ 1ロット当たり通常1,200 L,
最大で2,000 Lの供給が可能



ロットチェック用サンプルについては、裏面をご覧ください。



HyClone [メーカー略称: HYC]

HyCloneの高品質グレード(Characterized)FBSです。USDA(アメリカ合衆国農務省)によって口蹄疫(FMD)の非感染国として認定されている国々で採取した血液を原料としています。



USDA Tested
#SH3091003

特別価格

39,800円 / 500 ml

グレード	Characterized
特長	高品質
ろ過滅菌	0.1 μmフィルター × 3回
エンドトキシンレベル	≤25 EU/ml
ヘモグロビンレベル	≤25 mg/dl

詳細はこちら

Webページ番号検索

81378



EquaFETAL [イクア・フィータル]

特別価格キャンペーン



掲載品の詳細はWebページ番号

81379



EQUAFETAL とは？

生後24時間以内、**初乳摂取前の新生仔牛**から採取された血清です。

ウシでは初乳摂取により初めて免疫応答系が働くため、血中免疫グロブリン量が増加してしましますが、**EquaFETAL**は初乳摂取前の仔牛から採取することで、**ウシ胎児とほぼ同等**の血清となり、FBSと同様にお使いいただけます。

FBSと同等の性能！

	EquaFETAL	FBS	New born Calf Serum
総タンパク質 (g/dl)	3.0～4.5	3.0～4.5	4.0～6.5
IgG (μg/ml)	300	300	10,000
エンドトキシン (E.U./ml)	10	10	10
ヘモグロビン (mg/dl)	25	25	25
浸透圧 (mOsm/kg)	260～340	260～340	260～340

100%米国産！

ロットチェック不要！

発現解析に有用！

テトラサイクリン量が極めて低い
ため、Tet on / off システムでの
発現解析にも使用できます。



FBSとほぼ同等！
(Fetal) (Equa)

EquaFETAL
#EF-0500-A
包装: 500 ml

29,800円


特別価格

徹底したトレーサビリティー

自社のcGMP準拠施設において、独自で血液の採取から加工までを行っており、母牛の給餌から血液の採取、血清への加工までトレース可能です。このためロット差の少ない均質な血清製品の供給が可能です。

評価用サンプルをご用意しています！オンラインでご請求下さい！

製品を10本以上購入予定の場合、ロットチェック用サンプルをご提供いたします。
フナコシWeb (<https://www.funakoshi.co.jp/inquiries/input/5>) または販売店経由でお申し込み下さい。



フナコシ 血清担当

✉ : kessei@funakoshi.co.jp
Tel. 03-5684-1645
Fax 03-5684-6539

NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2019年11月15日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 本文中、“#”以下の英数字は商品コードを示しています。

- ※ 記載されている会社及び商品名は、各社の商標または登録商標です。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

フナコシ株式会社

Twitter @Funakoshi_CoLtd

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
<https://www.funakoshi.co.jp/> e-mail : info@funakoshi.co.jp
血清に関して : Tel. 03-5684-1645 Fax 03-5684-6539
e-mail : kessei@funakoshi.co.jp