

チップ適合表	カタログ No.	Eppendorf																								
		シングルチャンネル																								
		Reserch Plus/Reference 2 0.1-2.5 µL dark gray	Reserch Plus/Reference 2 0.5-10 µL medium gray	Reserch Plus/Reference 2 2-20 µL light gray	Reserch Plus 2-20 µL	Reference 2 2-20 µL	Reserch Plus 10-100 µL	Reference 2 10-100 µL	Reserch Plus 20-200 µL	Reference 2 20-200 µL	Reserch Plus 30-300 µL	Reference 2 30-300 µL	Reserch Plus/Reference 2 100-1,000 µL	Reserch Plus/Reference 2 0.25-2.5 mL	Reserch Plus/Reference 2 0.5-5 mL	Xplorer/Xplorer Plus 0.5-10 µL	Xplorer/Xplorer Plus 1-20 µL light gray	Xplorer/Xplorer Plus 5-100 µL	Xplorer/Xplorer Plus 10-200 µL	Xplorer/Xplorer Plus 15-300 µL	Xplorer/Xplorer Plus 50-1,000 µL	Xplorer/Xplorer Plus 0.1-2.5 mL	Xplorer/Xplorer Plus 0.2-5 mL			
フィルターチップ	10 µL	2139	●	●													●									
	10 µL	2139F																								
	10 µL REACH	2140	●	●														●								
	10/20 µL ウルトマイクロ	2149E		●														●								
	20 µL	2149		●	●													●	●							
	20 µL	2149P				●	●																			
	50 µL	2780				●	●																			
	100 µL	2065					●		●																	
	100 µL	2065E				●	●	●	●											●						
	100 µL REACH	2159P				●	●	●	●											●						
	200 µL	2069								●	●										●					
	200 µL 広口径	2069G								●	●											●				
	200 µL	2770								●	●											●				
	200 µL REACH	2160P								●	●											●				
	200 µL REACH 広口径	2160G								●	●											●				
	300 µL	2070									●	●	●													
	1,000 µL	2179												●										●		
	1,000 µL	2079E													●									●		
	1,000 µL	2279														●								●		
	1,000 µL REACH	2079															●							●		
	1,000 µL 広口径	2079G																●						●		
	1,250 µL REACH	2080																							●	
	5,000 µL	2180B																								
ノンフィルターチップ	10 µL	350X	●	●														●								
	10 µL REACH	351X	●	●															●							
	20 µL ウルトマイクロ	352X		●	●														●	●						
	200 µL	355X				●	●	●	●	●	●										●	●				
	200 µL 広口径	3531				●	●	●	●	●	●										●	●				
	200 µL Yellow	3900				●	●	●	●	●	●										●	●				
	200 µL Yellow	3920-11				●	●	●	●	●	●										●	●				
	200 µL REACH	354X				●	●	●	●	●	●										●	●				
	200 µL REACH 広口径	370X				●	●	●	●	●	●										●	●				
	300 µL	377X				●	●	●	●				●	●							●		●			
	1,000 µL	310X													●									●		
	1,000 µL Blue	395X														●								●		
	1,000 µL	358X															●							●		
	1,000 µL REACH	379X																●						●		
	1,000 µL 広口径	359X																	●					●		
	1,250 µL	315X																							●	
	5,000 µL	3895																								
	5,000 µL	3896																								
	5,000 µL	3897-11																	●							●
その他チップ	Solvent Safe 200 µL	5X69								●	●															
	Solvent Safe 1,000 µL	5X79E													●									●		
	Gel Loading Filter 20 µL	2155P				●	●																			
	Gel Loading Filter 100 µL	2155				●	●	●	●																	
	Gel Loading 200 µL	3690				●	●	●	●	●	●										●	●				
	Gel Loading 200 µL	3621				●	●	●	●	●	●										●	●				
Gel Loading 200 µL	3631				●	●	●	●	●	●										●	●					

チップ適合確認のためのサンプルを用意しております。

チップ適合表	カタログ No.	Eppendorf				Nichiryo							
		マルチチャンネル				シングルチャンネル							
		Reserch Plus/Reference 2/Xplorer/Plus 8 ch/12 ch 0.5-10 µL	Reserch Plus/Reference 2/Xplorer/Plus 8 ch/12 ch ~100 µL	Reserch Plus/Reference 2/Xplorer/Plus 8 ch/12 ch ~300 µL	Reserch Plus/Xplorer/Plus 8 ch/12 ch ~1,200 µL	Nichipet 0.1-2 µL	Nichipet 0.5-10 µL	Nichipet 2-20 µL	Nichipet 10-100 µL	Nichipet 20-200 µL	Nichipet 100-1000 µL	Nichipet 0.5-5 mL	Nichipet 1-10 mL
10 µL	2139	●				●	●						
10 µL	2139F												
10 µL REACH	2140	●				●	●						
10/20 µL ウルトラマイクロ	2149E	●					●						
20 µL	2149	●					●						
20 µL	2149P							●					
50 µL	2780							●					
100 µL	2065		●					●	●				
100 µL	2065E		●						●				
100 µL REACH	2159P		●					●	●				
200 µL	2069		●							●			
200 µL 広口径	2069G		●							●			
200 µL	2770		●							●			
200 µL REACH	2160P		●							●			
200 µL REACH 広口径	2160G		●							●			
300 µL	2070		●							●			
1,000 µL	2179										●		
1,000 µL	2079E										●		
1,000 µL	2279										●		
1,000 µL REACH	2079				●						●		
1,000 µL 広口径	2079G										●		
1,250 µL REACH	2080												
5,000 µL	2180B												
10 µL	350X	●				●	●						
10 µL REACH	351X	●				●	●						
20 µL ウルトラマイクロ	352X	●					●						
200 µL	355X		●					●	●	●			
200 µL 広口径	3531		●					●	●	●			
200 µL Yellow	3900							●	●	●			
200 µL Yellow	3920-11							●	●	●			
200 µL REACH	354X		●					●	●	●			
200 µL REACH 広口径	370X		●					●	●	●			
300 µL	377X		●					●	●	●			
1,000 µL	310X				●						●		
1,000 µL Blue	395X										●		
1,000 µL	358X										●		
1,000 µL REACH	379X				●						●		
1,000 µL 広口径	359X										●		
1,250 µL	315X												
5,000 µL	3895												
5,000 µL	3896												
5,000 µL	3897-11												
Solvent Safe 200 µL	5X69									●			
Solvent Safe 1,000 µL	5X79E										●		
Gel Loading Filter 20 µL	2155P							●					
Gel Loading Filter 100 µL	2155		●						●				
Gel Loading 200 µL	3690							●	●	●			
Gel Loading 200 µL	3621							●	●	●			
Gel Loading 200 µL	3631							●	●	●			

チップ適合確認のためのサンプルを用意しております。

