




Online
Seminar

funakoshi ウェビナーのご案内

参加無料

唾液は身体の鏡！ 垂涎ものの情報がここに

唾液中のコルチゾール, アミラーゼ測定による
ストレス研究のご案内



唾液採取ツール, 測定キット,
受託サービスなどもご紹介します！

唾液中のバイオマーカー測定が未経験の方,
経験はあるけれど改めて基本を確認したいという方向けに,
ストレスとバイオマーカーの関連から測定方法まで分かりやすくご説明します。

開催日程

2023年 **4月26日(水)**
14:00~14:50

配信方法

Microsoft **Teams**
演者：フナコシ社員, 言語：日本語

お申し込み方法

専用の申し込みフォームよりお申し込み下さい。
右記のフナコシWebまたはQRコード®より申し込みフォームに
アクセスできます。

お申し込みいただいた後、開催日前日までにメールにて参加方法をご案内します。

< 申込締切日：2023年4月24日(月)まで >

- ※お電話, メール, FAXによるお申し込みは受け付けていません。
- ※本セミナーは試験・研究目的のお客様を対象とさせていただきます。
ご所属によってはご参加いただけない場合があります。あらかじめご了承下さい。

ウェビナーの詳細はこちら

Webページ番号

68462



www.funakoshi.co.jp/contents/68462

申し込みフォーム



Salimetrics社は米国ペンシルベニア州に本拠を置く、唾液中のバイオマーカー研究のエキスパートです。唾液試料中に含まれる各種バイオマーカーを定量するELISAキットや唾液採取用器具などの開発・製造を行っています。

唾液を試料としたバイオマーカーの測定は、**採取が簡単**／**採取時に侵襲を伴わない**／**汚染の危険性が低い**などの特長から、ストレス研究、スポーツ医学、小児科学など様々な分野で注目されています。

ウェビナーにてご紹介します！

唾液採取ツール

被験者の年齢に応じた唾液採取器具です。

Webページ番号 877



SCA (Saliva Collection Aid)


流涎による唾液の採取



流涎(りゅうぜん)とは、バイアル(保存用チューブなど)内に挿入したストローを口に含み、唾液を垂れ流すことにより採取する方法です。費用対効果の優れた唾液採取方法であり、**採取した唾液はほぼすべての唾液中バイオマーカーの測定に使用できます。**

Swab

スワブによる唾液の採取



口に含むことによって唾液を採取する器具です。**採取する被験者の年齢に応じて、長さや直径が異なる製品をご用意しています。**

※スワブにより採取した唾液が使用できないバイオマーカーもあります。

測定キット

唾液試料からの抽出分離操作は不要で、簡便かつ迅速に各種バイオマーカーを測定できます。

Webページ番号 710



製品ラインナップ (測定因子)

Cortisol	Cotinine	CRP	DHEA	DHEA-S	Estradiol
Estriol	Estrone	IgG	Secretory IgA	IL-1 β	IL-6
Melatonin	Progesterone	Testosterone	Transferrin	Uric Acid	α -Amylase

受託サービス

Salimetrics社が構築したアッセイ系を用いて、ご提供いただいた唾液試料に含まれる各種バイオマーカーを測定する受託サービスです。

Webページ番号 4394



測定可能なバイオマーカー

17 α -OHP	Aldosterone	α -Amylase	Androstenedione	CRP	Cortisol	Cotinine
DHEA	DHEA-S	Estradiol	Estriol	Estrone	IFN- γ	IgG
IgM	IL-1 β	IL-2	IL-6	IL-8	IL-10	IL-12p70
IL-13	Insulin	Melatonin	Osteocalcin	Oxytocin	Progesterone	Secretory IgA
Testosterone	TNF- α	Uric Acid	Transferrin	Cytokine Panel	DNA Analysis	Total Protein *

※ 水色の網かけの測定因子は、フナコシで唾液試料測定用キットの取り扱いがない、受託サービス独自の因子です。

※ 表にない因子については別途ご相談下さい。

* 測定内容の詳細についてはお問い合わせ下さい。

NOTE ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。

※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。

※ 記載されている会社及び商品名は、Salimetrics社の商標または登録商標です。

販売店



フナコシ株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号

www.funakoshi.co.jp | info@funakoshi.co.jp

試薬に関して: reagent@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1620

受託・特注品に関して: jutaku@funakoshi.co.jp TEL 03-5684-1645

funakoshi

@Funakoshi_CoLtd

フナコシ株式会社

SAL-7568 (2023.04)