

サンプル 無料サンプル品
お申し込み方法 → p.3

DNA 抽出キット 2558  検索
RNA 抽出キット 2514  検索

アガロースゲルから DNA/RNA を抽出するキット

Zymoclean Gel DNA/RNA Recovery Kit

無料サンプル品あります



アガロースゲルから核酸を回収できるキットです。

出発試料 MOPS / TAE / TBE バッファアガロースゲル ▶ 精製 DNA または 精製 RNA

[メーカー：ZYR]

品名	核酸サイズ	操作時間	結合容量	溶出液量	フォーマット	使用回数	商品コード	包装	価格(¥)
Gel DNA Recovery Kit	50 bp~23 kb	15分	<5 µg	≧6 µl	スピнкаラム (キャップ無し)	10 preps	D4001T	1 kit	4,000
					サンプル	50 preps	D4001	1 kit	13,000
						200 preps	D4002	1 kit	47,000
					スピнкаラム (キャップ付き)	50 preps	D4007	1 kit	13,000
Large Fragment DNA Recovery Kit	50 bp~200 kb	15分	<5 µg	≧10 µl	スピнкаラム (キャップ付き)	25 preps	D4045	1 kit	16,000
					100 preps	D4046	1 kit	53,000	
Gel RNA Recovery Kit	≧200 nt	30分	≧10 µg	≧6 µl	スピнкаラム (キャップ付き)	50 preps	R1011	1 kit	24,000

Web ページ番号

65493



血清または血漿からのセルフリー RNA 精製キット

Quick-cfRNA Serum & Plasma Kit

血清・血漿などの生体液から cfRNA を迅速かつ簡単に抽出・精製できるキットです。
精製した cfRNA は qPCR や RT-PCR, NGS に使用できます。

出発試料 血漿, 血清, 脳脊髄液, 羊水 ▶ 精製 cfRNA (≧17 nt)

ポイント 1 cfRNA だけを回収可能 2 フェノール-クロロホルム不使用

※本製品を用いた cfRNA の抽出、精製 (Spin-Away Filter への結合ステップ) には、Vacuum Manifold が必要です。EZ-Vac Vacuum Manifold (#S7000, 右上図) の使用を推奨します。



[メーカー：ZYR]

フォーマット	操作時間	試料量	結合容量	溶出液量	使用回数	商品コード	包装	価格(¥)
バキューム+遠心	30分	≧3 ml	1~100 ng	≧6 µl	50 preps	R1059 	1 kit	69,000

こちらもおススメ

安全性が高い核酸ゲル染色試薬/ リアルタイム PCR 用 SYBR[®] 系蛍光色素 dsGreen

Web ページ番号

67539



[メーカー：LUP]

SYBR[®] Green I と同等の性能を有する二本鎖 DNA 染色試薬です。
アガロースやポリアクリルアミドゲルを用いた DNA 検出に最適です。

- 先染め法と後染め法の両方に対応しています。
- 試料にあらかじめ混合して使用することもできます。
- 測定波長：励起 454 nm / 蛍光 524 nm

用途	商品コード	包装	価格(¥)
ゲル染色用 (10,000×溶液)	A0010	50 µl	7,000
	11010	100 µl	9,000
	20010	1 ml	38,000