


■DNA/RNAの個別精製または共溶出を行えるキット

[メーカー：ZYR]

キットの種類	DNA/RNA 抽出キット		
	MiniPrep	96 MagBead Kit	
フォーマット	スピナラム	96 ウェルプレート+磁気ビーズ	
試料量	哺乳動物糞便	≦200 mg	≦50 mg
	土壌	≦250 mg	≦50 mg
	湿重量	50~100 mg	5~20 mg
	細菌	10 ⁹ cells	2×10 ⁸ cells
	酵母	10 ⁸ cells	2×10 ⁷ cells
液体試料		250 μl	
精製 DNA/RNA サイズ		≧17 nt	
溶出液量		≧50 μl	
使用回数	50 preps	96 preps	4×96 preps
商品コード	R2002 *3 ✕	R2135 ✕	R2136 ✕
包装	1 kit	1 kit	1 kit
価格 (¥)	106,000	78,000	249,000

破碎方法：Lysis Tube (*3)



マイクロバイオーム・次世代シークエンス特集



Web ページ番号

Quick-DNA

496



Quick-RNA


4801




土壌・糞便から核酸を抽出するキット Quick-Fecal/Soil Microbe Kit



糞便，砂，粘土，泥炭などの試料を破碎ビーズで効率的に溶解し，バクテリアや菌類，藻類，原虫などの様々な微生物やウイルスの核酸を抽出するキットです。得られた核酸は PCR や RT-PCR に使用できます。



DNA MiniPrep Kit (#D6010) または他社製品を用いて、ラット糞便試料から抽出した DNA の電気泳動像



250 mg の汚泥から RNA MicroPrep Kit (#R2040) を使用して精製した *Arthrobacter* 属の total RNA

[メーカー：ZYR]

キットの種類	DNA 抽出				RNA 抽出
	96 Kit	MicroPrep	MiniPrep	MidiPrep	MicroPrep
フォーマット	96 ウェルプレート	スピナラム			スピナラム
試料量	糞便	≦80 mg	≦50 mg	≦150 mg	≦250 mg
	土壌	≦135 mg	≦250 mg		≦5 g
DNA/RNA 回収量	≦5 μg	≦5 μg	≦25 μg	≦125 μg	10 μg
精製核酸のサイズ	≦40 kb				>17 nt
使用回数	2×96 preps	50 preps	50 preps	25 preps	50 preps
商品コード	D6011	D6012	D6010	D6110	R2040 ✕
包装/価格 (¥)	1 kit / 125,000	1 kit / 41,000	1 kit / 41,000	1 kit / 88,000	1 kit / 63,000