



液体分注ポンプ

FlexiPump / FlexiPump Pro

Handy gun
(下記参照)手元のボタンのみで
分注できます


FlexiPump

- 分注モード：連続モード，定量モード，マルチ定量モード
- 適用：液体培地，寒天培地など

[メーカー：ILB]

品名	FlexiPump (シングルポンプ)	FlexiPump Pro (ダブルポンプ)
分注間隔設定	0.1 秒～99.9 秒	
分注スピード	1.5 ml/分～1.25 L/分	3 ml/分～2.5 L/分
サイズ	15.5 ^W ×27 ^D ×21 ^H cm	15.5 ^W ×32 ^D ×21 ^H cm
電源	100～240 V, 50/60 Hz	
商品コード	561-000	562-000
包装/価格 (¥)	1 unit / 486,000	1 unit / 594,000

■付属品



- ・ Watson Marlow ポンプ
- ・ チューブ (シリコン製，内径 3.2 mm) を含む分注セット 1 個
(ノズル + GL 45 ボトルコネクター + フィルター + チューブセット + チューブ付属錘)
- ・ 滅菌済フィルターバッグ (BagPage, BagFilter)
- ・ チューブ (シリコン製，内径 6.4 mm) の分注セット*
- ・ USB コード*
- * FlexiPump Pro のみ

関連製品

[メーカー：ILB]

品名	Handy gun
商品コード	561-001
包装/価格 (¥)	1 piece / 41,000

NEW

1 台で 96 ウェルプレートの
吸引・分注ができる！Autoclavable Reusable
VACCU-PETTE

オートクレーブ処理可能な 96 ウェルプレート用の吸引・分注兼用マニホールドです。ディスポーザブルシリリングジを使って容易に液体の吸引・分注が可能で，培地交換に使用できます。



特長

- 96 ウェルプレートの洗浄操作などを 10 秒以内に行えます。
- ディスポーザブルシリリングジの付け替えは簡単にでき，プランジャーを引くだけで液体を吸引できます。
- ウェル底の細胞を乱すことなく，培養液の上清を取り除くことができます。
- サイズ：12.7^H×8.6^W×3.7^H cm
- 材質：ポリカーボネート製
- オートクレーブ可能（～121℃ (15 psi) で 20 分間）
- シリリングジ接続用の付属チューブ：内径 3.2 mm
- 吸引・分注の推奨液量：50～100 μl/well
- ※ ガス成分が残存する可能性があるため，本製品でガス滅菌処理はできません。
- ※ 別途，35 ml 滅菌済みディスポーザブルシリリングジが必要です
- ※ 接続用ハブはオートクレーブ処理できません。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Autoclavable Reusable VACCU-PETTE/96" Pipettor	MTI	378760001	1 piece / 8,700

フナコシニュース専用バインダー



ご希望の方は当社営業担当
までお問い合わせ下さい。

特別号用



通常号用

営業担当 sales@funakoshi.co.jp FAX 03-5684-1634