



Web ページ番号


67092



タンパク質の翻訳後修飾を解析


# Signal-Seeker Detection Kit

細胞や組織中に存在する翻訳後修飾 (PTM) されたタンパク質を、アフィニティビーズを用いて濃縮 (免疫沈降) し、ウェスタンブロッティングにより検出するキットです。



特長

- キットには、細胞/組織溶解バッファー、アフィニティビーズ、HRP 標識抗体、プロテアーゼインヒビターカクテルなどが含まれています。
- 製品ラインナップ：チロシンリン酸化タンパク質，ユビキチン化タンパク質，SUMO 化タンパク質，アセチル化リジンタンパク質
- ※ 別途 2-メルカプトエタノール，標的タンパク質に対する一次抗体，HRP 標識二次抗体が必要です。また SDS-PAGE 用バッファーや PVDF メンブレンは含まれていません。



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>Signal-Seeker Acetyl-Lysine Detection Kit</b>			
CYO	BK163-S	10 assays	1 kit / 48,000
CYO	BK163	30 assays	1 kit / 139,000
<b>Signal-Seeker Phosphotyrosine Detection Kit</b>			
CYO	BK160-S	10 assays	1 kit / 55,000
CYO	BK160	30 assays	1 kit / 139,000
<b>Signal-Seeker Ubiquitin Detection Kit</b>			
CYO	BK161-S	10 assays	1 kit / 55,000
CYO	BK161	30 assays	1 kit / 139,000
<b>Signal-Seeker SUMOylation-1 Detection Kit</b>			
CYO	BK165-S	10 assays	1 kit / 55,000
CYO	BK165	30 assays	1 kit / 140,000
<b>Signal-Seeker SUMOylation 2/3 Detection Kit</b>			
CYO	BK162-S	10 assays	1 kit / 55,000
CYO	BK162	30 assays	1 kit / 139,000



Web ページ番号

69077



# NEW ヒト糞便中の膵エラスターゼ定量キット

ヒト糞便に含まれる膵エラスターゼ (Pancreatic Elastase) を、サンドイッチ法により比色定量する ELISA キットです。


特長

- 測定動物種：ヒト
- 測定試料：糞便
- 必要試料量：15 mg
- 測定範囲：2~72 ng/ml
- 測定波長：450 nm (補正波長 620 または 690 nm)

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>Pancreatic Elastase ELISA Kit, IDK (96 tests) NEW</b>			
IMD	KR6915		1 kit / 102,000
キット内容: Microtiter plate, pre-coated, Wash buffer concentrate, Conjugate concentrate, Standard, Control 1 / 2, Substrate, Stop solution, Extraction buffer concentrate			

関連製品 Stool Preparation System

糞便試料を回収するための器具



※ 使用方法の詳細については、IDK Pancreatic Elastase ELISA Kit (#KR6915) の製品データシートをご覧ください。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
<b>Stool Preparation System (empty tube) NEW</b>			
IMD	KR6998SAS		100 pieces / 19,000