


Bento Lab



[メーカー：BTO]



④ 電気泳動槽

ゲル作製と電気泳動の両方を行います。

① 青色 LED
トランスイルミネーター
波長：468 nm

② 遠心分離機
収容本数：
1.5 ml / 2.0 ml チューブ×6 本

③ サーマルサイクラー
収容本数：0.2 ml チューブ×32 本
または
8-strip チューブ×4 本



⑤ 操作画面

ホーム画面に戻る

設定数値の変更・決定

1 つ前の操作に戻る

bento lab

⑥ チューブラック

① SYBR Green, SYBR Safe (Thermo Fisher Scientific 社) などを含む幅広い核酸染色試薬に対応可。

② 遠心力：Pro 100~8,000×g/Entry 2,700×g (固定)

③ ブロック温度範囲：Pro 12~99°C/Entry 25~99°C, 温度正確性：設定温度に対し±0.2°C

④ 本体から取り外して使用。泳動電圧：Pro 50~120 V/Entry 50 V (固定)
泳動タイマー：20 sec~120 min, ゲルトレイサイズ：9.1^W×7.8^D cm

こちらもおススメ

ポータブル電源

[メーカー：ACM]



#TPD-J130



#TPD-C167

国内線機内持ち込み*	可	不可
電力量	130 Wh	167 Wh
商品コード	TPD-J130 △	TPD-C167 △
包装/価格 (¥)	1 unit / 17,000	1 unit / 20,000

*ポータブル電源の機内持ち込みに関しては、各航空会社へお問い合わせ下さい。

常温で持ち運べる PCR マスターミックス

高い特異性と感度を実現するホットスタート用 PCR のマスターミックスです。凍結乾燥品のため、常温での保存・輸送が可能です。

[Web ページ番号：69330]

品名	包装 / 価格 (¥)
メーカー 商品コード	
YourTaq Hot Start PCR Mix, lyophilized	
BRG BR0202403	200 tests / 22,000

他にも Bento Lab と一緒に使用することを
おすすめしたい製品をご紹介します！

- 簡易 DNA 抽出キット ▶▶ p.8
- タブレット状の核酸泳動用アガロース ▶▶ p.12