

funakoshi news



Web ページ番号 69118





Web ページ番号

68654



細胞培養プレートの温度を維持します 保温くん 2

フィールドワークで活躍!

- ✓モバイルバッテリー*で使用可能
- ✓手軽に持ち運べるサイズ
- *5,000 mAh で約 5~6 時間使用可能



- ●細胞培養プレート全体の温度を一定に保ちます。
- •42℃を超えないよう、温度制御装置が付いています。



設定温度は 4段階切替できます。 (37, 38, 39, 40℃)

プレートサイズ: 76×118 mm, 全体(ケーブルを除く): 112×151×32 mm

※AC アダプター,ケーブル,モバイルバッテリーは付属しません。

品 名

	メーカ-	一 商品コード		包装 /	価格	(¥)
Ī	保温くん	2				
	INS	J050-02	\triangle	1 unit /	35,	,000



Web ページ番号

8351



試料の質量を秤量できる薬さじ

- さじ部分は、薬剤や腐食に耐性のある ABS 樹脂素材を使用しています。
- 持ち手部分の液晶ディスプレイに質量が表示されます。



[メーカー: CTL]

本体サイズ	22.86×5.08×2.54 cm, 85 g
測定範囲	0~300 g(0.1 g 刻 み),0~32 ml(5~30 ml まで 5 ml 刻みに薬さじにラインが引いてある)
商品コード	3475
包装/価格(¥)	1 piece / 9,800

タブレット状の核酸泳動用アガロース

Atlas Agarose Tablet

アガロースを含むタブレットです。<mark>秤量の必要がなく</mark>、 水またはバッファーにそのまま加え、加熱冷却するだけ で手軽に核酸泳動用のアガロースゲルを作製できます。





遮光・室温保存で長期間に わたり安定です。 融点:88±1.5℃ 核酸の分離範囲: 100 bp~30 kb (#50201 の場合)

■Atlas Agarose Tablet(アガロースのみの製品)

品 名
 メーカー 商品コード 包装 / 価格 (¥)

Atlas Agarose Tablet
BAT 50201 100 pieces / 11,000
1 tablet (0.5 g) あたりの溶液量: 50 ml (ゲル濃度: 1%), 33 ml (ゲル濃度: 1.5%)

■Atlas ClearSight Agarose Tablet

1 粒のタブレットに核酸染色試薬 Atlas ClearSight とアガロースが含まれているため、**泳動バッファーを加えて加熱するだけ**で、 先染め用のアガロースゲルを作製できます。

品 名
メーカー 商品コード 包装 / 価格 (¥)

Atlas ClearSight Agarose Tablet
BAT BA50202 100 pieces / 16,000

1 tablet (0.5 g) あたりの浴液量:50 ml (ゲル濃度:1%),33 ml (ゲル濃度:1.5%)

■Atlas ClearSight Tablet with TAE/TBE

1 粒のタブレットに核酸染色試薬 Atlas ClearSight, アガロース, 泳動バッファーが含まれているため, **純水を加えて加熱する だけ**で、先染め用のアガロースゲルを作製できます。

品名

メーカー 商品コード 包装 / 価格(¥)
Atlas ClearSight Tablet with TAE
BAT BA50102 75 pieces / 25,000
1 tablet (1 g) あたりの溶液量:65 ml(ゲル濃度:1%),43 ml(ゲル濃度:1.5%)
Atlas ClearSight Tablet with TBE

BAT BA50101 75 pieces / 24,000 1 tablet (1 g) あたりの溶液量:50 ml (ゲル濃度:1%), 33 ml (ゲル濃度:1.5%)





操作の容易さ、ゲル作製までの速さを動画で実感して下さい!





Web ページ番号 68654

