



DNA 抽出キット

RNA 抽出キット

Web ページ番号

2558



2514



## アガロースゲルから DNA/RNA を抽出するキット Zymoclean Gel DNA/RNA Recovery Kit

無料サンプル品あります  
※お届けに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

TAE, TBE いずれのバッファーで作製したアガロースゲルからでも DNA を抽出・精製できます。

出発試料	アガロースゲル	精製	DNA/RNA	適用	ライゲーション, ラベリングなど
------	---------	----	---------	----	------------------



**point!**  
 ●高純度 ●短時間操作 ●溶出液が残存しないカラムデザイン

[メーカー：ZYR]

精製	核酸サイズ	フォーマット	操作時間	結合容量	溶出液量	使用回数	商品コード	包装	価格(¥)
DNA	50 bp~23 kb	スピнкаラム (キャップ無し) サンプル	15分	<5 µg	≧6 µl	10 preps	D4001T	1 kit	4,000
						50 preps	D4001	1 kit	13,000
		スピнкаラム (キャップ付き)	20分	≧5 µl	200 preps	D4002	1 kit	47,000	
					50 preps	D4007	1 kit	13,000	
		96 ウェルプレート	20分	≧5 µl	2×96 preps	D4021	1 kit	41,000	
					4×96 preps	D4022	1 kit	79,000	
50 bp~200 kb	スピнкаラム	15分	<10 µg	≧10 µl	25 preps	D4045	1 kit	16,000	
					100 preps	D4046	1 kit	53,000	
RNA	≧200 nt	スピнкаラム (キャップ付き)	30分	≦10 µg	≧6 µl	50 preps	R1011	1 kit	24,000



Web ページ番号

3361




## PCR 阻害物質を除去するキット OneStep PCR Inhibitor Removal Kit

無料サンプル品あります  
※お届けに時間がかかる場合があります。あらかじめご了承ください。

土壌、植物、皮膚、糞便から調製した DNA や RNA など、PCR 阻害物質の混入が疑われる場合に最適です。

**使用例**



本製品 (#D6030) で得られた DNA を用いた PCR 結果

腐植酸を含む DNA を、本製品を用いて精製し、得られた DNA を用いて PCR を行った。本製品で効率よく腐植酸が除去できたことが分かる。

出発試料	DNA/RNA 試料	精製	DNA/RNA	適用	PCR, 逆転写など
------	------------	----	---------	----	------------

**point!**  
 溶出液量が 100 µl 以上の場合は、収量がほぼ 100% です。

[メーカー：ZYR]

フォーマット	スピнкаラム	96 ウェルプレート
商品コード	D6030	D6035
試料量	50~200 µl	50~100 µl
DNA・RNA 回収率	50~90%	50~90%
商品コード	D6030 サンプル	D6035
包装	1 kit (50 preps)	1 kit (2×96 preps)
価格(¥)	20,000	61,000

### フナゲルチップ

1,000 µl ピペットに装着してゲルからバンドを回収!



[Web ページ番号：1067]



ゲル/DNA・RNA 溶液

16

reagent@funakoshi.co.jp  
kiki@funakoshi.co.jp  
TEL 03-5684-1620  
TEL 03-5684-1619

掲載品はすべて研究用です  
価格・内容は発行日現在です