



NEW

## Bluetooth® を搭載したペン型電動ピペット pipetty-Pro, pipetty-Smart

ピペッティ  
pipetty



### ペンのように持てるピペット

通常のプランジャー式プッシュ操作に加えて、筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作が可能な電動ピペットです。

製造元：(株) アイカムス・ラボ

### pipetty-Pro



Windows PC と接続

### pipetty-Smart



Android と接続

※それぞれ専用のアプリ（無料）が必要です。

### プログラミング機能

Pro

Smart

分注量、分注作業（ピペッティング有無）、設定切り替えは Windows PC（Pro）、または Android（Smart）より行うことができます。

※なお、Windows PC ならびに Android には Bluetooth 機能が必要です。

### ロギング機能

Pro

Smart

分注作業のログをとることができます。アプリへの作業日時、作業者名の入力を行うことができます。

### ナビゲーション機能

Pro

分注操作順に自動でチェックが入るため、どこのウェルまで分注作業が終了しているかの確認と次の分注条件の確認を行うことができます。

### シンプル容量設定機能

Pro

Smart

保存した条件を簡単に変更することができます。

**Pro** どのウェルにどのくらい分注したかアプリに保存できます。

**Smart** アプリ上ではテンキーまたは音声での入力が可能です。最も使用する 5 種類までの容量をアプリに保存できます。

[メーカー：ASY]

品名	pipetty-Pro NEW			pipetty-Smart NEW		
	20 µl	250 µl	1,000 µl	20 µl	250 µl	1,000 µl
吐出範囲	0.1~20 µl	1~250 µl	5~1,000 µl	0.1~20 µl	1~250 µl	5~1,000 µl
無線通信仕様	Bluetooth® 5.0					
制御装置	Windows 10 64 bit			Android 8.1 以降		
商品コード	MSIC04-01-20	MSIC04-01-250	MSIC04-01-1000	MSIC12-01-20	MSIC12-01-250	MSIC12-01-1000
包装	1 piece	1 piece	1 piece	1 piece	1 piece	1 piece
価格 (¥)	120,000	120,000	120,000	79,800	79,800	79,800

※pipetty1 本ごとに、充電式電池 1 本+充電器がセットで付属しています。

※Bluetooth® は、Bluetooth SIG, inc. が所有する登録商標です。

## ご所属先やニュース送付先に変更はありますか？

### 送付先の変更方法

Web

フナコシ Web (<https://www.funakoshi.co.jp>) にログイン後、登録情報をご変更下さい。

※Web 会員登録が必要です。

メール

ユーザー ID と変更内容を [info@funakoshi.co.jp](mailto:info@funakoshi.co.jp) までご連絡下さい。

※ユーザー ID はニュースと同封されている宛名台紙（宛先が書かれた用紙）に記載されている 2~5 桁の数字です。

