



Web ページ番号

69999



NEW

粒子の除去／濃縮ろ過器具 シリンジストレーナー

液体から粒子を除去または濃縮するためのろ過器具です。セルストレーナー ÜberStrainer (Web ページ番号：67755) のパーツを製品化しました。

特長

- 正圧または負圧下で動作するルアーロックアダプター付きのスクリュウキャップを介して、シリンジまたはチューブに接続することができます。
- 流量の制御が可能です。
- 材質：LD-PE (低密度ポリエチレン)

シリンジやチューブを接続



[メーカー：PLS]

メッシュサイズ		商品コード	包装	価格 (¥)
1 μm	非	43-71001-50	12 pieces	17,000
5 μm	非	43-71005-50	12 pieces	17,000
	減	43-71005-51	12 pieces	26,000
10 μm	非	43-71010-50	12 pieces	17,000
	減	43-71010-51	12 pieces	26,000
15 μm	非	43-71015-50	12 pieces	17,000
	減	43-71015-51	12 pieces	26,000
20 μm	非	43-71020-50	12 pieces	17,000
	減	43-71020-51	12 pieces	26,000
30 μm	非	43-71030-50	12 pieces	17,000
	減	43-71030-51	12 pieces	26,000
40 μm	非	43-71040-50	12 pieces	17,000
	減	43-71040-51	12 pieces	26,000
50 μm	非	43-71050-50	12 pieces	17,000
	減	43-71050-51	12 pieces	26,000
60 μm	非	43-71060-50	12 pieces	17,000
	減	43-71060-51	12 pieces	26,000
70 μm	非	43-71070-50	12 pieces	17,000
	減	43-71070-51	12 pieces	26,000
85 μm	非	43-71085-50	12 pieces	17,000
	減	43-71085-51	12 pieces	26,000
100 μm	非	43-71100-50	12 pieces	17,000
	減	43-71100-51	12 pieces	26,000
200 μm	非	43-71200-50	12 pieces	17,000
	減	43-71200-51	12 pieces	26,000
300 μm	非	43-71300-50	12 pieces	17,000
	減	43-71300-51	12 pieces	26,000
400 μm	非	43-71400-50	12 pieces	17,000
	減	43-71400-51	12 pieces	26,000
500 μm	非	43-71500-50	12 pieces	17,000
	減	43-71500-51	12 pieces	26,000

● 減菌品 ● 非減菌品

Web ページ番号検索の使い方



Web ページ番号ってなんですか？

各製品の記事に割り振られた番号です。数字なので入力しやすく、すぐに該当製品の Web ページを検索できます！



どんな時に使えますか？

例えば…

- ・さらに詳しい製品情報が知りたい
- ・別の使用例も確認したい
- ・すべての製品ラインナップを見たい
- ・価格や注文方法を詳しく知りたい
- ・プロトコルをダウンロードしたい
- ・動画を見たい



どうやって使えばよいですか？

使い方は簡単！


- ①フナコシ Web (<https://www.funakoshi.co.jp>) を開く
- ②検索窓の右端「Web ページ番号検索」をクリック



- ③閲覧したい製品記事の Web ページ番号を入力
- ④検索！

フナコシ公式 YouTube チャンネル

オススメ製品の紹介や製品の使用方法など、ライフサイエンスで役立つ情報を動画でご提供します！



YouTube で

フナコシ株式会社

と検索！



チャンネル登録
よろしくお願ひします！