

ウェスタンブロット

ELISA

抗原抗体反応増強試薬


Signal Booster



2液組成



NEO

1液組成
タンパク質
フリー

Beacle, Inc.

Web ページ番号 9578



抗体を本試薬で希釈するだけで、シグナルを高めバックグラウンドを低下させます。

- ポリマーとブロッキング作用を持つ成分からなります。
- 抗体使用量の節約や反応時間の短縮に有用です。

[メーカー : BEA]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
Signal Booster Solution A&B	各 50 ml	BCL-105	1 set 6,000
	各 100 ml	BCL-110	1 set 10,500
	各 250 ml	BCL-125	1 set 19,000
Signal Booster Neo	BCL-SBN-01	250 ml	16,000
	BCL-SBN-02	500 ml	29,000

ウェスタンブロット

高感度検出キット

Easy-WESTERN-II Super

二次抗体との
併用で更に
シグナル増強リプロービング
も可能

Web ページ番号 63712




1 粒子に約 50 分子の HRP が標識された、特殊なタンパク質粒子からなる試薬です。この独自の MAD 試薬が高い抗体結合能を有するため、二次抗体の代わりに用いてタンパク質のシグナルを検出できます。

[メーカー : BEA]

品名	商品コード	包装	価格(¥)
基本セット	BCL-EZS21	50 tests	32,000
マーカー検出セット	BCL-EZS22	50 tests	35,000
マウス増感セット	BCL-EZS24	50 tests	35,000
フルセット	BCL-EZS23	50 tests	37,000

■ 標準法による高感度検出



※ワンステップ迅速検出、複数抗原同時検出用の Quick もあります。Super と Quick は基本的に同じもので価格も同一ですが、前者は高感度検出用の、後者はワンステップや同時検出用のプロトコルが添付された製品です。

販売店

funakoshi |

フナコシ株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号
https://www.funakoshi.co.jp/ e-mail : info@funakoshi.co.jp

試薬に関して : Tel.03-5684-1620 Fax.03-5684-1775
e-mail : reagent@funakoshi.co.jp

機器に関して : Tel.03-5684-1619 Fax.03-5684-5643
e-mail : kiki@funakoshi.co.jp