牛

Web ページ番号





# 組織マイクロアレイ

※本製品は研究用です。研究用以外には使用できません。



[メーカー: ORI]

取扱い数:7点

FFPE (ホルマリン固定パラフィン包埋) 切片:〇, 凍結切片:×

正常組織:〇,疾患組織:〇

動物種:ヒト

切片の厚さ:約5 μm



※ウイルステストは実施しておりません。あらかじめご了承下さい。

人工知能を利用して研究論文中の製品評価の集計・ランキング を行っている Bioz, Inc. から, 100 点満点で 80 点以上 (Good~Excellent) の高い評価を得ているマイクロアレイを 下記にご紹介します。

#### **Normal** Tissue Microarray



● FFPE 切片

● コア数・コアサイズ: 32×1 mm cores

● 組織数: 20 different tissues

[メーカー: ORI]

品 名	商品コード	包 装	価格(¥)
Normal Tissue Microarray	CT565860	1 slide	107,000

#### **Ovarian Cancer** Tissue Microarray



● FFPE 切片

● コア数・コアサイズ: 50×1 mm cores

• 組織数: 40 tumors and 10 normals

[メーカー: ORI]

品 名	商品コード	包装	価格(¥)
Ovarian Cancer Tissue Microarray	CT565862	1 slide	107,000
	CT565901	5 slides	ご照会下さい

## **Kidney Cancer** Tissue Microarray



● FFPE 切片

● コア数・コアサイズ: 50×1 mm cores • 組織数: 40 tumors and 10 normals

[メーカー: ORI]

品 名	商品コード	包装	価格(¥)
Kidney Cancer Tissue Microarray	CT565866	1 slide	107,000
	CT565907	5 slides	ご照会下さい

# **SEKISUI** XENOTECH

[メーカー: SXT]

取扱い数:9点

FFPE(ホルマリン固定パラフィン包埋)切片:〇. 凍結切片:×

正常組織:〇,疾患組織:〇

動物種:ヒト

切片の厚さ:約4 μm



肝組織の関連製品は積水メディカル(株)にお任せ下さい。 正常肝、正常胆嚢、脂肪性肝炎、脂肪症患者など幅広いドナー から肝臓移植を目的として収集された肝組織をラインアップに 持ち、肝細胞、肝組織画分、組織片、組織マイクロアレイを 取りそろえています。





- 未染色でのご提供となります。
- ロットにより、スポットされている組織片のドナーの種類は 異なります。詳細は製品データシートをご覧下さい。
- 組織片のサイズ:直径3mm,厚さ4μm
- ドナーの数:最大20
- アレイにはコントロール用組織も搭載しています。

製品タイプ	商品コード	包 装	価格(¥)
非アルコール性脂肪性肝炎(NASH)	TMA.NASH	1 set	91,000
アルコール性脂肪性肝炎(ASH)	TMA.ASH	1 set	91,000
非アルコール性脂肪肝(NAS)	TMA.NAS	1 set	91,000
アルコール性脂肪肝(AS)	TMA.AS	1 set	91,000

ー こちらもオススメ -

### ヒト肝組織片・ヒト肝ミクロソーム

**SEKISUI** XENOTECH





