

組織アレイブロックを簡単作製！手動式組織アレイヤー

Quick Ray

パンチチップで切り出した組織コアを穴あき加工済みパラフィンブロックにはめ込み、組織マイクロアレイブロックを手動で作製するためのアレイヤーセットです。




組織の目的部位を切り出してアレイを自作できます！

Quick Ray Full Set

- ①パンチャー
- ②パンチ用チップ
φ1 mm, φ1.5 mm, φ2 mm, φ3 mm, φ5 mm 各 1 個
- ③ 1mm Recipient-Block 用ガイド
- ④ステンレス製ベースモールド
- ⑤レシピエントブロック プリメイド
φ1 mm, φ1.5 mm, φ2 mm, φ3 mm, φ5 mm 各 1 個

[メーカー：UNT]			
品名	商品コード	包装	価格(¥)
Manual Tissue Microarrayer, Quick Ray, Full Set	UT06	1 set	425,000

レシピエントブロック



試料が多い方や
手間を省きたい方は
こちら！



自作したい方は
こちら！

レシピエントブロック プリメイドタイプ

包装/価格(¥) : 1 piece / 5,000

[メーカー：UNT]

コアサイズ	商品コード	コアサイズ	商品コード
φ1 mm	UB06-1	φ3 mm	UB06-3
φ1.5 mm	UB06-1.5	φ5 mm	UB06-5
φ2 mm	UB06-2		

レシピエントブロック作製用モールド

包装/価格(¥) : 1 piece / 70,000

[メーカー：UNT]

コアサイズ	商品コード	コアサイズ	商品コード
φ1 mm	UM01-1	φ3 mm	UM01-3
φ1.5 mm	UM01-1.5	φ5 mm	UM01-5
φ2 mm	UM01-2		

Slide Spinner

- 収容枚数：マイクロアレイ用
スライド 2 枚
- 回転数：4,800 rpm



Labnet
Labnet International, Inc.


Web ページ番号

5505



マイクロアレイスライドを遠心(フラッシュ)して
溶液を除去できる

[メーカー：LNT]

商品コード	包装	価格(¥)
C1303-T 	1 unit	62,000