

## 簡単セッティング！ フナ・楽・ゲル用 小型垂直式電気泳動槽

### 泳動くん

 デモ機  
あり

キャンペーン実施中！ ~2022 年 2 月 15 日



ゲルプレートを内部コアのプレートホルダーに差し込み泳動槽に入れるだけ！


複雑なセッティングは一切なし！

泳動槽が小型で、バッファー量を節約できます！

- 外寸：14.3<sup>W</sup>×8.4<sup>D</sup>×14<sup>H</sup> cm
- ゲルプレートサイズ：10×10 cm, 3.2 mm 厚
- バッファー量：580 ml

※別途、電気泳動用のパワーサプライ（直流電源）が必要です。

内部コアにフナ・楽・ゲルをセット


 プレートホルダー  
泳動可能枚数：2 枚


ふた

泳動槽



セット完了！

ダミープレート（付属品）を使用するとゲル 1 枚でも泳動可能です

 Web に  
動画あり



高電圧 400V まで可能

[メーカー：FA]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
WEP-MN 	1 unit	65,000	57,000

## セイフティーセルミニ

セイフティーセルミニは、厚生労働省の食品中のアレルギー物質検査法に採用された電気泳動装置です。セイフティーセルミニにプロットングユニットを組み合わせると、プロットング装置としても使用できます。


 セイフティーセルミニ  
(泳動槽) STC-808

 プロットングユニット  
STB-88

### セイフティーセルミニの特長

- セットが簡単で、バッファー漏れの心配がありません。
- ふたをしないと電気が流れない、安全構造です。

セルサイズ	15 <sup>H</sup> ×14 <sup>W</sup> ×13 <sup>D</sup> cm
ゲルカセットサイズ	10×10 cm (ミニサイズ)
ゲル泳動枚数	1 枚または 2 枚

### プロットングユニットの特長

- 電極は 2 枚の平行した板状の金属のため、均一な電場による効率の高いプロットングが可能です。
- バッファーの使用量は少量で済みます (約 200 ml)。
- プロットサイズは 9×9 cm です。

[メーカー：FTC]

モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
セイフティーセルミニ (泳動槽) STC-808	03-101 	1 set	58,000
プロットングユニット STB-88	03-151 	1 set	50,000
泳動槽とユニットのセット STC-808+STB-88	03-102 	1 set	98,000

↓ココを選択！

Web ページ番号検索

SEARCH

各記事右上の Web ページ番号を入力


 検索

各製品の詳細は、フナコシ Web のタブから  
簡単に検索できます！