


## DNA/RNA サイズマーカー



**これっていいね!**  
IN LIFE SCIENCE


**着色済みなので確認しやすい!**



電気泳動の分離状況の確認

泳動の止め時逃さない!!

安心して次の工程に進める!

メンブレンへの転写効率の確認





**これっていいね!**  
IN LIFE SCIENCE

**非変性アガロースゲルで RNA を泳動!**

#DM170


### DynaMarker® RNA High for Easy Electrophoresis

RNA サイズマーカーとローディングバッファのセットです。ローディングバッファと RNA 試料を混合し熱処理するだけで、**非変性ゲル**でも泳動できます。

ホルムアルデヒド変性アガロースゲル


非変性アガロースゲル

キット付属のマーカー



ヒト組織 total RNA

キット付属のマーカー



ヒト組織 total RNA

\* 保存条件: -80°C [メーカー: BDL]

| 品名                                 | 使用回数 | 商品コード | 包装     | 通常価格(¥)           | キャンペーン価格(¥) |
|------------------------------------|------|-------|--------|-------------------|-------------|
| Prestain Marker for Small RNA Plus | 30   | DM253 | 150 µl | <del>25,000</del> | 20,000      |
| Prestain Marker for RNA High*      | 30   | DM260 | 180 µl | <del>25,000</del> | 20,000      |
| Small RNA II*                      | 30   | DM192 | 30 µl  | <del>25,000</del> | 20,000      |
| RNA Low II*                        | 70   | DM152 | 50 µg  | <del>27,000</del> | 21,600      |
| RNA High*                          | 50   | DM160 | 50 µg  | <del>27,000</del> | 21,600      |
| RNA High for Easy Electrophoresis* | 25   | DM170 | 1 set  | <del>27,000</del> | 18,900      |
| dsRNA*                             | 50   | DM180 | 25 µg  | <del>32,000</del> | 25,600      |
| DNA Small                          | 50   | DM100 | 1 set  | <del>16,000</del> | 12,800      |
| DNA Low D                          | 100  | DM112 | 1 set  | <del>15,000</del> | 12,000      |
| DNA High D                         | 100  | DM122 | 1 set  | <del>15,000</del> | 12,000      |