


T 細胞を抗原特異的に刺激できるコントロール用ペプチドプール PepMix Control Pool

T 細胞の HLA クラス I エピトープに対応する Cytomegalovirus, Epstein-Barr virus, Influenza virus, *Clostridium tetani* のペプチドの各アミノ酸配列をもとに作成した、断片化ペプチドの混合物です。



適用例

抗原特異的 T 細胞刺激, 免疫モニタリング,
T 細胞アッセイ (ELISpot など), T 細胞増殖など

- CEF Pool には、23 種類のペプチドから成る standard タイプと 32 種類のペプチドから成る extended タイプがあります。
- CEFT Pool におのみ、*C. tetani* (破傷風菌) 由来のペプチドが含まれています。
- 製品 1 vial には各部分ペプチドが約 25 μg ずつ含まれています。
- 最大 2.5×10^8 cells を刺激することができます。

[メーカー：JER]

| 品名 | ペプチド数 | 精製 | 容量 | 商品コード | 包装 | 価格(¥) |
|---------------------|-------|------|---------|------------|---------|--------|
| CEF Pool (standard) | 23 | >70% | 15 nmol | PM-CEF-S-1 | 1 vial | 35,000 |
| | | >90% | | PM-CEF-S-3 | 1 vial | 44,000 |
| CEF Pool (extended) | 32 | >70% | | PM-CEF-E-1 | 1 vial | 45,000 |
| | | >90% | | PM-CEF-E-3 | 1 vial | 55,000 |
| CEFT Pool | 27 | >70% | | PM-CEFT-1 | 1 vial | 35,000 |
| | | >90% | | PM-CEFT-3 | 1 vial | 44,000 |
| EF Pool | 20 | >70% | | PM-EF | 2 vials | 32,000 |

※製品に含まれるペプチドの種類については、フナコシ Web をご覧ください。

※CEF Pool (standard, extended), CEFT Pool には 120 nmol タイプもあります。

※PepMix には、感染症関連タンパク質と腫瘍関連タンパク質ペプチドのラインナップもあります。詳細については、Web ページ番号：729 をご覧ください。



革新的なペプチド製品/受託サービスの
テクノロジーリーダー

JPT Peptide Technologies 社は革新的なペプチド製品/受託サービスを提供しているドイツのメーカーです。メーカーインタビューの詳細は下記のフナコシ Web からご覧いただけます。



CEO Dr. Holger Wenschuh

Web ページ番号 69930



日本核酸医薬学会 第 7 回年会

附設展示会に出展いたします

会場：
御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター

出展期間：
2022年8月1日(月)～2022年8月3日(水)

ぜひ弊社ブースへお立ち寄り下さい！