



腫瘍転移関連遺伝子

がん関連遺伝子

Web ページ番号


68099



64973



84 種の関連遺伝子の発現量を qPCR で同時解析 腫瘍転移／がん関連遺伝子解析用 SignArray



各ウェルに各因子に対する qPCR 用プライマーが添加されているプレート製品です。合成した cDNA とお手持ちの qPCR 装置に対応した qPCR 用マスターミックス (Perfect Master Mix SYBR Green) を混合後、本製品の各ウェルに添加して qPCR を行います。

特長

- 関連 84 遺伝子, ノーマライズ用 8 遺伝子, 品質管理用 4 遺伝子 (計 96 遺伝子) の発現量を一度に解析できます。
- イントロン部分を挟んだ複数エクソンを標的としたプライマーデザインにより, ゲノム DNA を増幅することなく cDNA のみを増幅できるため, 高感度かつ高い特異性で測定を行えます。
- SignArray と専用 qPCR 用マスターミックス (Perfect Master Mix SYBR Green, 別売り) は, Roche 社の Light-Cycler や Thermo Fisher Scientific 社の ABI シリーズなど様々な qPCR 装置に最適化された製品があり, 簡便かつ高い信頼性で測定を行えます。

[メーカー: ANY]

プレート形状	包装	価格 (¥)
2×96 ウェル	1 kit	80,000
2×384 ウェル	1 kit	142,000

本製品は専用 qPCR 用マスターミックスが必要です

qPCR 用マスターミックス (Perfect Master Mix SYBR Green, 下記参照) は, ご使用の qPCR 装置に併せてお選び下さい。AnyGenes 社では, SignArray と同社の Perfect Master Mix SYBR Green を併せてご使用いただくことを強く推奨しています。他社の試薬と組み合わせて使用し, 結果に不具合などが生じた場合, 補償の対象外となる可能性があります。

別売品 Perfect Master Mix SYBR Green

[メーカー: ANY]

商品コード	PMS1-000 (96 system 用×2)	PMS2-000 (384 system 用×2)
包装/価格 (¥)	1 kit / 38,000	1 kit / 76,000

※商品コードの末尾 (000) には Master Mix 中に含まれる Reference dye の種類に対応したコードが入ります。フナコシ Web の対応製品一覧表でご確認下さい。

ご購入時のご注意



ご注文には専用注文書が必要です。フナコシ Web に掲載されている専用注文書に必要事項をご記入の上, 販売店担当者にお渡し下さい。注文についての詳細は, 当社受託・特注品担当までお問い合わせ下さい。

AnyGenes 社では, がんや酸化ストレスなどカテゴリーごとに様々な SignArray を取りそろえています。

詳細は Web ページ番号 をご覧下さい。

製品ラインナップ

測定できる遺伝子群	動物種	固有のコード
腫瘍転移関連遺伝子		
Epithelial To Mesenchymal Transition	ヒト, マウス	EMT1
Endothelial To Mesenchymal Transition	ヒト, マウス	EndMT1
がん関連遺伝子		
Adenocarcinoma	ヒト	ADC
Bladder Cancer	ヒト	BLC
Brain Cancer	ヒト	BRAC
Breast Cancer	ヒト, マウス	BRC
Cervical Cancer	ヒト	CEC1
Chronic Lymphocytic Leukemia	ヒト	CLL1
Colorectal Cancer	ヒト	COC
Endometrial Cancer	ヒト	ENC1
Head & Neck Cancer	ヒト	HNC
Liver Cancer	ヒト, マウス	LIC
Lung Cancer	ヒト	LUC
Lymphoma Cancer	ヒト	LYC
Melanoma Cancer	ヒト	MEC1
Myeloma Cancer	ヒト	MYC1
Ovarian Cancer	ヒト	OVC
Pancreatic Cancer	ヒト	PAC1
Prostate Cancer	ヒト	PRC
Renal Cancer	ヒト, マウス	REC1
Stomach Cancer	ヒト	STC
Thyroid Cancer	ヒト	THC1

qPCR 装置と対応した商品コードをお選び下さい

SignArray の商品コードは, 以下のように番号づけされています。フナコシ Web に掲載されている「対応製品一覧表」をご確認の上, お手持ちの qPCR 装置に対応した製品をお選び下さい。



こちらもオススメ

複数の遺伝子発現量を qPCR で同時解析するためのプライマーアレイを作製 カスタム SignArray 作製受託サービス

- お客様の目的に合った遺伝子に対する qPCR 用プライマーを作製し, 96/384 ウェルプレートに添加してご提供いたします。



Web ページ番号

68100

