

# キレイなラボで新年をスタート！

コンタミ防止の第一歩！まずはラボでのルーチンワークを見直してみませんか？

## パーソナルスペースと設備

- ✓ 私物は実験室内に持ち込まない。私物が必要な場合は、使用前後に除菌を行う。
- ✓ タブレットなどの端末はできるだけ実験室専用のものを使用する。
- ✓ 実験台は常に整頓された状態にする。
- ✓ 使用前後に作業エリアを掃除する。
- ✓ 使用頻度が低い機器は壁から離して設置し、掃除がしやすいようにする。

## 動作に関して

- ✓ 白衣は定期的に洗濯する。
- ✓ 試料と試薬は、使用量に分注してから使用する。
- ✓ ピペットやその他の器具の共有は避ける。共有する必要がある場合は、エタノールなどで拭き取ってから共有する。
- ✓ キャップが開いたボトル、プレート、またはチューブの上に手や腕をかざさない。

## 試料・試薬の確認

- ✓ 通常とは異なる沈殿物がある、チューブが汚れているなどの、試料や試薬に汚染の兆候がないかを確認する。
- ✓ 試薬や培地の有効期限を定期的に確認する。

## オススメ消耗品・機器

### 抗菌・除菌スプレー/ワイブ

マイコプラズマ・細菌・ウイルス除去にはこれ！

Mycoplasma-Off [メーカー：MNV]

p.11

### 抗菌・除菌スプレー

アルデヒドを含みません！

BIOCIDAL ZF [メーカー：WCK]

p.11

### 核酸・ヌクレアーゼ除去スプレー/ワイブ

核酸もヌクレアーゼもこれひとつで除去可能！

PCR Clean [メーカー：MNV]

p.14

### RNase 不活性化スプレー

RNase を迅速に不活化！

RNase 不活化スプレー [メーカー：GLP]

p.15

### 核酸除去スプレー

DNA / RNA 除去はお任せ！

核酸除去スプレー PDS-250 [メーカー：BSN]

p.15

### 微生物増殖防止試薬

ウォーターバスの微生物増殖・無機塩沈着を防止！

AquaClean [メーカー：WCK]

p.15

### 微生物増殖防止試薬

水に添加して微生物の増殖を防止！

WaterShield [メーカー：MNV]

p.15

### ビーズバス

水は使わずビーズで加温！

ラブアーマードライビーズバス [メーカー：TOE]

p.16

