

★年度末キャンペーン★

期間：～2023年2月15日

Genlantis

20%
OFFデモ機
あり

Web ページ番号

67210

オゾンガス+UV 殺菌装置
CoolCLAVE Blueオゾンガス (O₃) と UV により、実験器具を殺菌する装置です。オゾンガス：
平均 53～63 ppm
UV 波長：185 nm外寸：32.4^W×21.6^D×24.7^H cm
内寸：30.5^W×18.7^D×17.8^H cm
棚板（付属）：31.0^W×15.5^D cm

- 耐熱性のないプラスチック製品やピペット、ラック、グローブ、プレートなどの殺菌が簡単に行えます。
 - 一般的な病原菌（細菌、真菌、ウイルスなど）の98%以上を15分で殺菌できます。
 - 扉を開くと停止する安全設計です。
 - オゾンガスによる脱臭効果も期待できます。
- ※本製品は殺菌装置であり、100%の滅菌を保証するものではありません。
※オートクレーブや乾熱滅菌の代替としては使用できません。
※液体や粉末の殺菌は行えません。
※オゾンガス殺菌終了後に扉を開ける際は、顔を近づけないようにして下さい。

CoolCLAVE に関する FAQ

?

Q. どれくらいの殺菌力ですか？

A. オゾンの最大濃度は63 ppmです。細胞やウイルスなどの微生物なら約15分間でほぼ確実に死滅させることが可能です。

Q. オゾンって危険では？

A. 本製品は装置の密閉度が高く、また殺菌サイクル後すぐにオゾン分解が始まるので、人体には無害な濃度まで低下します。

[メーカー：GTS]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
E34110B	1 unit	227,000	→ 181,600

フナコシ機器担当が語る「ここが押しポイント」

クリーンベンチに持ち込む実験器具について、『エタノールで拭いたりUVによる表面殺菌をするだけでは不安だな…』と思ったことはありませんか？CoolCLAVE Blueで殺菌しておくことで安心して実験できますよ！

REVSCI
REVOLUTIONARY SCIENCE
Making Science Simple10%
OFFデモ機
あり

Web ページ番号

65760

小型卓上オートクレーブ
Saniclave-Autoclave

ボタンを押すだけで運転がスタートします。運転中は残り時間と温度が確認できます。

Web に
動画あり 外寸：31.8^W×38.1^D×33.0^H cm
内寸：φ22.9×20.3^H cm
質量：5.4 kg

素材	ステンレス製
容量	8 L
収容数	メジウム瓶 (250 ml) ×7 本
オートクレーブ条件	121°C, 30分 (固定), 15 psi

[メーカー：REV]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
RS-SC-50-SET	1 set	170,000	→ 153,000

※本製品は、入力電圧110V ACで作動するように設計されています。装置を設置の際には、付属の昇圧トランスと一緒にご使用下さい。

analytikjena
An Endress+Hauser Company20%
OFF

Web ページ番号

68194

UV クロスリンカー (紫外線照射装置)
CL-300040.0^W×41.0^D×26.5^H cm,
6.8 kg

- クロスリンカー装置としての使用だけでなく、細菌やDNA除去にも使用できます。
- 照射する紫外線の総エネルギー量 (mJ/cm²) または、照射時間 (秒) のいずれかを設定して照射できます。
- 放電管：8W×6本 (付属)

[メーカー：UVP]

使用放電管	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
254 nm	849-95-0615-01	1 unit	340,000	→ 272,000