

凍結した組織試料を手動で破碎できます
凍結破碎器具 SK ミル
キャンペーン実施中！～2023年2月15日

手で振って破碎！

容器にセットした試料とクラッシャー入りのチューブを液体窒素に浸けて凍結し、本体を手で振るだけで破碎できます。

破碎実績：

カビ孢子 (Penicillium 属菌), 酵母, 大腸菌, 連鎖球菌菌体など

品名	通常	キャンペーン
メーカー 商品コード	包装 / 価格(¥)	価格(¥)
SK ミル		
TKN SK-100 ショートタイプ	1 kit / 80,000	→ 63,200
TKN SK-200 ロングタイプ	1 kit / 90,000	
TKN SK-200X ロングタイプ, 滅菌	1 kit / 95,000	
それぞれ、クラッシャー 10個とチューブ 30本が付属		

※ロングタイプはキャンペーン対象外です。


ディスポーザブル紙栓
Steristopper (ステリSTOPパー)

試験管, 三角フラスコ, 振とうフラスコ, 培養びんなどに使用できるディスポーザブル紙栓 (セルロース製) です。


製品例

[メーカー：HNZ]

品名	使用可能な容器の口径	商品コード	包装	価格(¥)
No.14P	12.0~14.0 mm	1011401J	1,000 pieces	16,000
No.14.5	14.0~16.0 mm	1011450J	1,000 pieces	17,000
No.15E	15.5~17.0 mm	1011516J	1,000 pieces	23,000
No.18	17.5~18.5 mm	1011800J	500 pieces	10,000
No.20	20.5~22.0 mm	1012000J	400 pieces	11,000
No.20A	20.5~22.5 mm	1012019J	2×500 pieces	27,000
No.MA2/3	25.5~29.0 mm	1012723J	250 pieces	19,000

ディスポーザブル・ホモジナイザー
バイオマッシャーⅡ
キャンペーン実施中！～2023年2月15日


内面ディンプル加工の 1.5 ml チューブと表面ディンプル加工の攪拌棒の組み合わせにより、破碎効果を高めたホモジナイザーです。

- マイクロチューブは底面が平底のため、確実に試料を破碎できます。
- 動物組織・臓器, 植物試料 (茎・根・種子), 昆虫試料など各種試料の破碎に使用できます。
- 破碎が困難な試料は, 専用グラインダー (下記パワーマッシャーⅡ) を使用すると簡単に破碎できます。

※培養細胞は破碎できません。

※攪拌棒はオートクレーブできません。滅菌が必要な場合は滅菌済み製品 (#320103) をご使用下さい。

[メーカー：NIP]

滅菌	未滅菌	滅菌
商品コード	320102	320103
包装	100 sets	100 sets
通常価格(¥)	11,500	13,800
キャンペーン価格(¥)	9,200	11,000

別売品 パワーマッシャーⅡ **20% OFF**

手で攪拌棒を回転させて試料を破碎するのが困難な時にお勧めの専用グラインダーです。

 Web ページ番号 **80684**

 検索

- ホモジナイザー「バイオマッシャーⅡ, Ⅲ, V, SP」の攪拌棒をセットして, 電動で攪拌可能です。
- 単 3 乾電池 2 本 (付属) を使用します。
- ギヤー式高トルク, 450 rpm



[メーカー：NIP]

商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
891300 	1 piece	11,500	→ 9,200