



マーキングしながら コロニーカウントできるペン

ペン先でディッシュなどをマーキングするとピープ音が鳴り、ディスプレイにカウントが加算されていくため、細胞数やコロニー数の計測などに最適です。



品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

Counter Pen

CTL 3133

1 piece / 7,000



X-Gal と IPTG を添加できる スプレー

適切な抗生物質を含む寒天プレートに直接スプレーするだけで、コロニーの青/白スクリーニングの準備ができます。



- DMSO や DMF (ジメチルホルムアミド) で溶解する必要がないため、安全にご使用いただけます。
- 20 ml スプレー 1 本で、10 cm プレート約 100 枚分です。

品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

X-Gal / IPTG Spray, Ready-to-Use

QAR R121

20 ml / 16,000



ゲル染色後の EtBr 排液処理パック

溶液に投入することで、安全かつ簡単にエチジウムブロミド (EtBr) を吸着できる活性炭入りパックです。



- 50 バッグ入り。1 バッグで 10 mg の EtBr を吸着できます。
- 他の固形の有害廃棄物と一緒に処分できます。

※ 使用後は不燃物として処分して下さい。

品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

EtBr Green Bag Kit (50 bags)

GEN 2350-200

1 kit / 32,000



滴下ボトル入りで安心

EtBr ドロッパーボトル

50 ml のバッファーまたはゲルに 1 滴 (約 40 μ l) 加えることで、最終濃度 0.5 μ g/ml のエチジウムブロミド (EtBr) 溶液を調製できます。



品 名

メーカー 商品コード

包装 / 価格 (¥)

Ethidium Bromide Dropper Bottle

GLP 20-276

10 ml / 6,600

