




核酸試料のサイズチェックに最適

Qsep1 / Qsep1-Plus

DNA や RNA, タンパク質を全自動で泳動・検出・解析できるキャピラリーゲル電気泳動装置です。

Qsep を使えば試料をセットしてからデータの出力までが**たったの数分!**



- 試料数は Qsep1 : 1~8, Qsep1-Plus : 1~15 です。
- 接続 : LAN ケーブル
- ※ 解析には PC (OS : Windows 10) が別途必要です。
- ※ カートリッジは別売です。フナコシ Web をご覧ください。



品名	メーカー	商品コード	包装	価格 (¥)
Qsep 1 Bio-Fragment Analyzer	BOP	C100001	1 set /	2,350,000
Qsep 1-Plus Bio-Fragment Analyzer	BOP	C100001-P	1 set /	2,500,000



フェノール溶解液をそのままカラム抽出・精製できるキット

使用文献数

2,900以上

Direct-zol RNA Kit シリーズ

無料サンプル品あります

酸性グアニジンチオシアネート/フェノール法で試料を溶解後、溶解液をそのままスピンカラムにアプライして total RNA を抽出できます。small RNA (≧17 nt) を含む、幅広いサイズの RNA が得られます。

特長

- 液-液分離抽出操作や沈殿操作は不要です (クロロホルム不使用)。
- 試料 : 培養細胞, 固形組織, 血漿, 血清, 全血など
- 精製した RNA は qRT-PCR, RNA-Seq, ハイブリダイゼーションなど様々な解析に適用できます。
- ※ すべての製品に DNase I が付属しています。

操作方法概略 (MiniPrep Kit の場合)



面倒な二層分離からの分取が不要!

[メーカー : ZYR]

品名	フォーマット	操作時間	結合容量	溶出液量	TRI-Reagent	使用回数	商品コード	包装	価格 (¥)
MicroPrep サンプル	スピンカラム	約 7 分	≦10 µg	≧6 µl	—	50 preps	R2060	1 kit	42,000
					付属	50 preps	R2061	1 kit	58,000
MiniPrep サンプル			≦50 µg	≧25 µl	—	50 preps	R2050	1 kit	43,000
					付属	50 preps	R2051	1 kit	59,000