

CS CRIE

8~10%
OFF

Web ページ番号

70988



CS CRIE

20%
OFF

Web ページ番号


69461



NEW

最大 96 試料を一度にフィルトレーション
遠心メッシュプレート


お手持ちの 96 ウェルマイクロプレートに本製品を重ねて遠心することで、最大 96 試料を一度にフィルトレーションできます。




- メッシュポアサイズの異なる 3 種類の製品があります。
- ガンマ線滅菌済みです。
- 材質：プレート部 ポリスチレン
メッシュ部 ポリエステル繊維

※マイクロプレートに対応したスイングアウトローター式の遠心分離機が別途必要です。

HEK293T 細胞のウェル



GFP 発現 HEK293T 細胞のウェル



ウェル間でのコンタミネーションの有無の比較

通常の HEK293T 細胞と GFP 発現 HEK293T 細胞を隣接したウェルでフィルトレーションし、メッシュを通り抜けた各液をフローサイトメトリーで解析した。遠心後、ウェル間のコンタミネーションは生じなかったと考えられる。


[メーカー：CSC]

メッシュポアサイズ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
30 μm	R-CSC078-01	1 piece	6,800	6,200
	R-CSC078-02	10 pieces	58,000	52,200
70 μm	R-CSC079-01	1 piece	6,800	6,200
	R-CSC079-02	10 pieces	58,000	52,200
100 μm	R-CSC080-01	1 piece	6,800	6,200
	R-CSC080-02	10 pieces	58,000	52,200


多試料の連続フィルトレーションや
フローサイトメトリーの前処理に
マイクロプレートセルストレーナー

無料サンプル品あります

96 ウェルプレートに貼り付けることができる、プレートシールタイプのセルストレーナーです。



1 試料 (1 ウェルあたり)
約 33 円

Web に
動画あり

* キャンペーン価格で計算

- 再貼り付けできる特殊シールなので貼り間違えても安心です。
- ハサミで切り取って必要な分だけ使用できます。
- コンタミネーション防止のため、メッシュはウェルごとに区切られています。
- ガンマ線滅菌済みの個別包装品です。
- 材質：シート部 PET
メッシュ部 ポリエステル繊維

[メーカー：CSC]

メッシュポアサイズ	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
30 μm	R-CSC001-01A	1 piece	4,000	3,200
		5 pieces	18,000	14,400
70 μm	R-CSC018-01	1 piece	4,000	3,200
		5 pieces	18,000	14,400
100 μm	R-CSC019-01	1 piece	4,000	3,200
		5 pieces	18,000	14,400

User's Voice

従来の方法に比べて、コストも時間も大幅に減らせ、大変助かりました。学生の実験の失敗も少なくなり、フローサイトの実験はこの方法に決まりました。

私立大学：幹細胞生物学研究者



期間

2023年

7/3

9/15

18