

サンプルあり 無料サンプル品 (10 preps) のご用意があります。
ご希望の方はフナコシ Web オンラインフォームからお申込み下さい。
[Web ページ番号 : 7845]

Web ページ番号

5429



フェノール溶解液をそのままカラム抽出・精製できるキット Direct-zol RNA Kit シリーズ

使用文献数

3,900
以上

無料サンプル品あります

酸性グアニジンチオシアネート/フェノール法で試料を溶解後、溶解液をそのままスピнкаラムにアプライして total RNA を抽出できます。small RNA (≥ 17 nt) を含む、幅広いサイズの RNA が得られます。

特長

- 液-液分離抽出操作や沈殿操作は不要です (クロロホルム不使用)。
- 試料 : 培養細胞, 固形組織, 血漿, 血清, 全血など
- 精製した RNA は qRT-PCR, RNA-Seq, ハイブリダイゼーションなど様々な解析に適用できます。

※すべての製品に DNase I が付属しています。

※無料サンプル品に TRI Reagent は付属しません。

操作方法概略 (MiniPrep Kit の場合)



面倒な二層分離からの分取が不要!

[メーカー : ZYR]

品名	フォーマット	操作時間	結合容量	溶出液量	TRI Reagent	使用回数	商品コード	包装	価格 (¥)
MicroPrep サンプル	スピнкаラム	約 7 分	$\leq 10 \mu\text{g}$	$\geq 6 \mu\text{l}$	—	50 preps	R2060	1 kit	42,000
					付属	50 preps	R2061 副	1 kit	58,000
MiniPrep サンプル			$\leq 50 \mu\text{g}$	$\geq 25 \mu\text{l}$	—	50 preps	R2050	1 kit	43,000
					付属	50 preps	R2051 副	1 kit	59,000
MiniPrep Plus			$\leq 100 \mu\text{g}$	$\geq 50 \mu\text{l}$	—	50 preps	R2070	1 kit	43,000
					付属	50 preps	R2071 副	1 kit	59,000
96 Kit	96 ウェルプレート	約 30 分	$\leq 10 \mu\text{g}$	$\geq 10 \mu\text{l}$	—	2×96 preps	R2054	1 kit	97,000
					付属	2×96 preps	R2055 副	1 kit	146,000

サンプルあり 無料サンプル品 (10 preps) のご用意があります。
ご希望の方はフナコシ Web オンラインフォームからお申込み下さい。
[Web ページ番号 : 7845]

Web ページ番号

2902



RNA 精製・濃縮カラムキット

無料サンプル品あります

DNase I 処理後の RNA や, *in vitro* 転写産物, TRIzol/酸性フェノール抽出後の水相などからの RNA 抽出・精製に最適です。

特長

- 操作は試料に RNA-binding buffer を加えて Zymo-Spin column で回収するだけで, 5 分で完了します。
- total RNA (>17 nt), small RNA (17~200 nt) および large RNA (>200 nt) を選択的に回収できます。

[メーカー : ZYR]

品名	RNA 結合量	溶出液量	DNase- I	使用回数	商品コード	包装	価格 (¥)
RNA Clean & Concentrator Kit-5	$\leq 10 \mu\text{g}$	$\geq 6 \mu\text{l}$	—	50 preps	R1015 副 サンプル	1 kit	32,000
			付属	50 preps	R1013 副	1 kit	39,000
			—	200 preps	R1016 副	1 kit	112,000
			付属	200 preps	R1014 副	1 kit	135,000
RNA Clean & Concentrator Kit-25	$\leq 50 \mu\text{g}$	$\geq 25 \mu\text{l}$	—	50 preps	R1017 副	1 kit	32,000
			—	100 preps	R1018 副	1 kit	58,000

