



## イムノグロブリン測定 ELISA キット

サンドイッチ ELISA により、ヒトまたはマウス試料中のイムノグロブリンを比色定量するキットです。

[メーカー：BET]

測定動物種	測定試料	測定波長	測定対象	測定範囲 (ng/ml)	使用文献数	商品コード	包装	価格 (¥)
ヒト	血清, 血漿, 尿, 脳脊髄液, 母乳	450 nm	IgA	1.03~750	14	E88-102	1 kit	126,000
			IgE	0.69~500	7	E88-108	1 kit	126,000
			IgG	0.69~500	29	E88-104	1 kit	126,000
			IgM	1.03~750	19	E88-100	1 kit	126,000
			Igk	1.37~1,000	3	E88-115	1 kit	126,000
			Igλ	1.37~1,000	6	E88-116	1 kit	126,000
マウス	血清, 血漿 (IgA 測定キットは尿, 唾液, 母乳などの生体液も測定可能な場合があります)	450 nm	IgA	1.37~1,000	16	E99-103	1 kit	126,000
			IgE	1.37~1,000	18	E99-115	1 kit	126,000
			IgG	0.69~500	20	E99-131	1 kit	126,000
			IgG <sub>1</sub>	1.03~750	7	E99-105	1 kit	126,000
			IgG <sub>2a</sub>	0.69~500	7	E99-107	1 kit	126,000
			IgG <sub>2b</sub>	0.34~250	6	E99-109	1 kit	126,000
			IgG <sub>2c</sub>	0.69~500	3	E99-136	1 kit	126,000
			IgG <sub>3</sub>	1.37~1,000	5	E99-111	1 kit	126,000
			IgM	1.37~1,000	15	E99-101	1 kit	126,000

※測定動物種がラット, ウサギ, ウシ, ブタの製品もあります。詳細は Web ページ番号 : 8415 をご覧下さい。



Web ページ番号

70867



## NEW 糞便・尿試料中のグルテン免疫原性ペプチド定量・検出キット


セリアック病において一連の免疫原性反応を引き起こすとされるグルテン免疫原性ペプチド (GIP) を簡便かつ迅速に測定するキットです。

### ■iVYLISA GIP Stool Test Kit

- 糞便試料中の GIP をサンドイッチ法により比色定量する ELISA キットです。
- 測定波長 : 450 nm
- 測定範囲 : 1.56~25 ng/ml GIP

### ■iVYCHECK GIP Test Kit

- ラテラルフローイムノアッセイにより、糞便または尿から GIP の有無を数分で評価できるキットです。



iVYCHECK GIP Test Kit の測定結果パターン

[メーカー：BMS]

品名	iVYLISA GIP Stool Test Kit	iVYCHECK GIP Test Kit			
	ELISA	糞便		尿	
測定原理	ELISA	ラテラルフローイムノアッセイ			
測定試料	糞便	糞便		尿	
アッセイ数	96 well	10 test	25 test	10 test	25 test
商品コード	KT-5739R	KT-6410R	KT-5737R	KT-6412R	KT-6411R
包装	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit	1 kit
価格 (¥)	172,000	45,000	91,000	45,000	91,000