



## DNA/RNA 抽出・精製用キット SPINeasy Kit シリーズ

シリカメンブレンベースの精製用スピнкаラムを用いて、高効率に DNA または RNA を抽出・精製するキットです。

### ゲノム DNA/RNA 抽出・精製用キット

- キットに含まれる破砕ビーズおよび独自の溶解バッファーとビーズ式破砕装置（下記参照）を用いて各試料を処理した後、精製用スピнкаラムを用いて精製します（50 回分）。
- 得られたゲノム DNA は PCR、制限酵素処理、シークエンシングなどのアプリケーションに使用できます。また、RNA は RT-PCR などのアプリケーションに使用できます。

[メーカー：GEN]

試料	品名	商品コード	包装	価格(¥)
土壌試料	SPINeasy DNA Pro Kit for Soil	6546-050	1 kit	47,600
河川水、下水などの水試料	SPINeasy DNA Kit for Water	6536-050	1 kit	32,000
糞便試料	SPINeasy DNA Kit for Feces	6531-050	1 kit	34,400
動物組織	SPINeasy DNA Kit for Tissue	6558-050	1 kit	36,000
植物組織	SPINeasy DNA Kit for Plant	6535-050	1 kit	32,000
唾液試料	SPINeasy DNA Kit for Saliva	6551-050	1 kit	37,600
動植物組織、組織培養物	SPINeasy RNA Kit for Tissues	6543-050	1 kit	34,000
グラム陽性菌/グラム陰性菌	SPINeasy RNA Kit for Bacteria	6541-050	1 kit	28,000

### プラスミド DNA 抽出・精製用キット

- 形質転換後の菌培養液からキットに含まれるバッファーおよび精製用スピнкаラムを用いて、プラスミド DNA を精製します。
- Midiprep Kit は高コピー数と低コピー数のプラスミド DNA の精製に適しています。

[メーカー：GEN]

品名	試料量	最大収量	使用回数	商品コード	包装	価格(¥)
SPINeasy Plasmid Miniprep Kit	1~5 ml	20 µg	50 回	6534-050	1 kit	26,000
SPINeasy Plasmid Midiprep Kit	25~50 ml	1 mg	25 回	6539-025	1 kit	42,000

### 別売品 ビーズ式組織・細胞破砕装置 FastPrep-24 5G **20% OFF**

[Web ページ番号：34790]

※2023 年度末機器・消耗品キャンペーン実施中。キャンペーン期間：2023 年 11 月 15 日～2024 年 2 月 29 日

デモ機あり



38.5<sup>W</sup>×47.2<sup>D</sup>×49.0<sup>H</sup> cm, 23.6 kg

#### 多 様々な試料の破砕で実績あり



#### 72 試料や用途に応じたプログラム 72 種類がプリセット

処理本数	2 ml×24 本 (標準ホルダー使用時)
破砕時間	1~120 秒

- 特殊な破砕用ビーズを含むマイクロチューブを高速 8 の字運動させ、組織や細胞を効果的に破砕する装置です。
- 別売の試料ホルダー（Web ページ番号：34790 参照、**キャンペーン対象**）を使用することで、様々な種類のチューブに対応できます。

[メーカー：MPB]

商品コード	6005-500 <b>△</b>
包装	1 unit
通常価格(¥)	<del>1,280,000</del>
キャンペーン価格(¥)	1,024,000

