



Web ページ番号
69734 🔍 検索

デモ
OK

持ち運びに便利な充電式の吸光度・濁度計 DEN-600 Photometer



マクファーランド (McF) 比濁法、
ブラッドフォード法による
タンパク質濃度測定にも対応

12.0^W×14.5^D×6.5^H cm, 0.5 kg

光源	LED
測定モード	吸光度 (Abs), マクファーランド (McF)
測定波長	600±10 nm
測定再現性	±0.003 (1 Abs) / ±0.05 (0~8 McF)
対応チューブ/ キュベット	10 mm キュベット, 丸底チューブ
電源	AC アダプター (100~240 V, 50/60 Hz)
バッテリー	リチウムイオン

※別途 PC (Windows vista/7/8/10/11) が必要です。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-050109-AAK ▲	1 unit	179,000



Web ページ番号
71724 🔍 検索

コンパクトな可視光度計 Ultrospec 35C Colorimeter



小型で軽量かつバッテリーでも駆動
でき、どこでも測定可能

170^W×210^D×50^H mm, 0.6 kg

測定波長	フィルター 6 種類 標準装備 (450 nm, 500 nm, 520 nm, 540 nm, 600 nm, 640 nm)
測定範囲	0.0~2.5 A
バンド幅	40 nm
正確度	<±0.05 A (1 A 時)
測定再現性	±0.02 A (1 A 時)
対応チューブ/ キュベット	10 mm キュベット, φ16 mm チューブ (別売アダプター使用で, φ10/12 mm チューブも使用 可能)
電源	USB 充電器 (Type C) : 100~240 V, 50/60 Hz, 10 W または内蔵リチウムイオンバッテリー

[メーカー: WPA]

商品コード	包装	価格 (¥)
80-3008-00 ▲	1 unit	333,000

※別売アダプターについてはフナコシ Web をご覧ください。

別売品 使用推奨キュベット (ディスパーザブルキュベット)

[メーカー: WPA]

タイプ	商品コード	包装	価格 (¥)
材質: ポリスチレン, 光路長: 10 mm, 容量: 800 μl~1.5 ml	80-2084-11	100 pieces	20,000
材質: アクリル, 光路長: 10 mm, 容量: 2.5~4.5 ml	80-2004-53	100 pieces	24,000



Web ページ番号
71725 🔍 検索

コンパクトな培養液用濁度計 Ultrospec 30 Cell Density Meter

コンパクトでポータブルな培養液用濁度計です。細菌や
酵母細胞懸濁液の微生物増殖分析、形質転換、プラス
ミド増幅、細胞増殖アッセイに適しています。



測定は 600 nm のみ

小型で軽量かつバッテリーでも駆動でき
どこでも測定可能

170^W×210^D×50^H mm, 0.6 kg

測定波長	600 nm
測定範囲	0.0~2.5 A
バンド幅	40 nm
正確度	<±0.05 A (1 A の時)
測定再現性	±0.02 A (1 A, 10 mm キュベット使用時)
対応チューブ/ キュベット	10 mm キュベット, φ16 mm チューブ (別売アダプター使用で, φ10/12 mm チューブも使用 可能)
電源	USB 充電器 (Type C) : 100~240 V, 50/60 Hz, 10W または内蔵リチウムイオンバッテリー

※別売アダプター、別売キュベットについては、フナコシ Web をご覧
下さい。

[メーカー: WPA]

商品コード	包装	価格 (¥)
80-3008-01 ▲	1 unit	333,000



Web ページ番号
64941 🔍 検索

デモ
OK

軽量・コンパクトなルミノメーター Lu-mini

PC に接続しなくても簡単に測定・データ保存ができる
コンパクトなルミノメーターです。

ルシフェラーゼアッセイ
ATP アッセイ
セルベースアッセイ
などに



16^W×23.5^D×14^H cm, 1.9 kg

対応チューブ/ キュベット	丸底チューブ (φ10~15 mm) 平底バイアル (φ10~15 mm) 10 mm キュベットなど
測定モード	シングル/デュアルポイント測定, ピーク検出, カイネティックモード
測定範囲	0~8×10 ⁶ RLU

[メーカー: IES]

商品コード	包装	価格 (¥)
V301001 ▲	1 unit	580,000

※プロトコルの作成や新規ユーザー ID の追加には PC (Windows
7/8/10) との接続が必要です。