

ライフサイエンス研究に必携の電動ピペッター (ピペットコントローラー)
ピペット・エイド®

[メーカー：DRM]

モデル名	用途・特長	外 観	サイズ 質 量*	商品コード	包 装	価 格 (¥)
XP	<ul style="list-style-type: none"> 世界的ベストセラー あらゆる用途に使えるファーストチョイス 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 充電してから使用 		14 cm 235 g	4-040-101-J 	1 piece	52,000
XPress	<ul style="list-style-type: none"> XPの機能に加えて、吐出ボタンを強く押し込むと最大スピードで吐出する Xpress 機能 を搭載 充電してから使用 			4-040-135 	1 piece	52,000
Gravity Drain	<ul style="list-style-type: none"> 滴下試験に有用 自然落下（重力）で排出可能 充電してから使用 			4-000-102 	1 piece	80,000
XP2	<ul style="list-style-type: none"> 充電しながら使用可能 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 静音設計の新型ポンプを採用 		14 cm 222 g	4-040-501 	1 piece	55,000
XL	<ul style="list-style-type: none"> クリーンベンチ内の作業に有用 吸引・吐出の最大速度は3段階で変更可能 本体が長く、肘をついた楽な状態で作業可能 充電しながら使用可能 静音設計の新型ポンプを採用 		25 cm 227 g	4-000-105 	1 piece	80,000
PA-400	<ul style="list-style-type: none"> 吸引・吐出の応答が、ボタンを押す指の圧力に直接比例 充電してから使用 		19 cm 258 g	4-040-100-J 	1 piece	59,400
Hood Mate	<ul style="list-style-type: none"> クリーンベンチ内の作業に有用 ホルダーを兼ねた電源部を壁に取り付けでき、スペースを節約できる ハンドルが軽い ※Hood Mate はデモ機のご用意がありません。 		122 g	4-000-300 	1 piece	77,000

*ハンドル部のみのサイズおよび質量です。


関連製品 ▶ ピペット・エイド® リフレッシュキット

バッテリーの持ちが悪い…
ピペットから液漏れする…
吸引力が弱くなった…



これらの症状は、消耗部品の交換で改善することがあります！
対象モデル：XP、XPress、Gravity Drain、PA-400

リフレッシュキットのキット内容



普段の実験中、問題なく作動しているように見えるピペット・エイド®。でも実は汚れが溜まっていたり、内部の部品が消耗していることがあります。
お手持ちのピペット・エイド® を長くお使いいただくために、**定期的な消耗部品の交換をお勧めします。**

[メーカー：DRM]

商品コード	包 装	価 格 (¥)
4-040-091	1 kit	9,400



ピペット・エイド® 交換用部品については、下記フナコシ Web をご覧下さい。

部品の取り付け/取り外し方法
説明動画もあります



XP / XPress / Gravity Drain 用
Web ページ番号 80006 

PA-400 用
Web ページ番号 2268 