


小さなウェルへの分注をもっと容易に！ペン型電動ピペット pipetty-Pro / pipetty (第2世代)

通常のプランジャー式プッシュ操作に加えて、筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作が可能な電動ピペットです。

製造元：(株)アイカムス・ラボ



約 75g (充電池含む)

通常のプランジャー式プッシュ操作 (バックボタン) に加えて、筆記スタイルの「ペン式」プッシュ操作 (PUSH ボタン) が可能

pipetty-Pro

Web ページ番号 67241


PC で分注量設定



PC と Bluetooth® 接続することで、マイクロウェルプレートに合わせたナビゲーションが可能です。

※PC (Windows 10 64 bit, 1,280×720 ドット以上) が別途必要です。

※充電式電池 1 本 + 充電器が付属しています。




pipetty (第2世代)

Web ページ番号 70703

様々な用途に対応

ピペッティング、ミキシング、ブローアウト、連続分注といった操作モードが搭載されています。

※充電器は別売です。



[メーカー：ASY]

タイプ	精度保証範囲	再現性 (CV) *	正確度*	モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
20 µl	2~20 µl	2 µl ≤ 2.0% 20 µl ≤ 0.4%	2 µl ± 3.5% 20 µl ± 1.0%	pipetty-Pro	MSIC04-01-20	1 piece	120,000
				pipetty (第2世代)	MSIC01-03-20	1 piece	40,000
250 µl	20~250 µl	20 µl ≤ 0.8% 250 µl ≤ 0.15%	20 µl ± 2.5% 250 µl ± 0.5%	pipetty-Pro	MSIC04-01-250	1 piece	120,000
				pipetty (第2世代)	MSIC01-03-250	1 piece	40,000
1,000 µl	100~1,000 µl	100 µl ≤ 0.5% 1,000 µl ≤ 0.15%	100 µl ± 1.5% 1,000 µl ± 0.5%	pipetty-Pro	MSIC04-01-1000	1 piece	120,000
				pipetty (第2世代)	MSIC01-03-1000	1 piece	40,000

* 連続分注時は精度が異なります。



Web ページ番号

67102

デモ OK

動画あり

ひとつのボタンで楽々連続分注！電動ピペッター ali-Q 2

分注量を設定し、あとは分注ボタンを押すだけ。ゼロロジカルピペットの目盛りを目測せずに精度よく分注可能です。

- ✓ 目測不要
- ✓ 高い正確性
- ✓ コードレス (USB 充電)



質量：350 g



インテリジェント測定システム搭載！

分注時の使用環境 (温度、湿度、気圧)、ピペットの傾きをリアルタイムで測定し、分注量を自動補正！

[メーカー：VST]


品名	ali-Q 2 VS, 10 ml	ali-Q 2 VS	ali-Q 2
モデル	スピード可変	スピード可変	通常
分注スピード	カスタム調整可能 (7段階) *1	カスタム調整可能 (7段階) *1	High
分注量設定範囲	1~10 ml	0.5~5 ml	0.5~5 ml
正確性/精度 (CV) *2	2%/1% (10.0 ml 設定時), 2%/2% (1.0 ml 設定時)	2%/1% (5.0 ml 設定時), 2%/2% (0.5 ml 設定時)	2%/1% (5.0 ml 設定時), 2%/2% (0.5 ml 設定時)
商品コード	2100-1010	2100-1005	2100-0005
包装	1 unit	1 unit	1 unit
価格 (¥)	170,000	150,000	123,000

*1 ダイアルによる分注スピードの調節が可能です。

*2 Wobble-not Serological Pipet (下記参照) 使用時

こちらもオススメ

ぐらつかないゼロロジカルピペット



少ない力で差し込めて、しっかり固定できます。液だれもありません。

Web ページ番号 80641