



Web ページ番号
3815



動画
あり

ミニローター Bio RS-24

縦回転動作のみのシンプルなローターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

32.5^W×19.0^D×15.5^H cm, 1.4 kg

回転数	5~30 rpm
回転角度	360°
タイマー	1分~24時間(1分刻み) / 連続(最大8時間)
最大負荷質量	375 g
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) ×22本 (付属プラットフォーム: PRS-22)

※標準装備のプラットフォームの外側の列には、15 ml コニカルチューブは使用できません。

※50 ml チューブやマイクロプレートなどを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-010133-AAK	1 unit	92,000



Web ページ番号
4965



デモ
OK

動画
あり

マルチモーションローター Multi Bio RS-24

3種類の動作(縦回転・反転・振動)を組み合わせることで実行できるローターです。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

36.5^W×19.5^D×15.5^H cm, 1.7 kg

振とう方式	速度範囲	傾斜角度	タイマー
① 回転	1~100 rpm (1 rpm 刻み)	—	0~250 秒
② 反転		1~90° (1° 刻み)	
③ 振動	—	0~5° (1° 刻み)	0, 1, 2, 3, 4, 5 秒 (休止/振動時間)
タイマー	1分~24時間(1分刻み) / 連続(最大7日間)		
最大負荷質量	500 g		
収容本数	1.5~15 ml チューブ (φ1.0~1.6 cm) ×26本 (付属プラットフォーム: PRS-26)		

※50 ml チューブやマイクロプレートなどを収容できる別売プラットフォームがあります。詳細はフナコシ Web をご覧ください。

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-010117-AAK	1 unit	136,000



Web ページ番号
3823



デモ
OK

動画
あり

ホットプレート付きマグネチックスターラー MSH-300i



温度プローブ、ホルダーとの組み合わせ例

付属スタンド
(高さ 32 cm)

19.0^W×27.0^D×10.0^H cm, 3.2 kg

※別売の温度プローブ、ホルダーは、フナコシ Web をご覧ください。

回転数	100~1,250 rpm (10 rpm 刻み)
最大処理可能量	20 L (水の場合)
温度設定範囲	30~330℃ (1℃ 刻み)
加熱スピード	25℃ → 330℃ : 11 分

[メーカー: BSN]

商品コード	包装	価格(¥)
BS-010309-AAC	1 unit	144,000



Web ページ番号
3283



デモ
OK

動画
あり

遠心分離機/ボルテックスミキサー MSC-3000 / MSC-6000

遠心→ミキシング→遠心のサイクルを連続して行えます。



低温室 OK
使用可能動作環境：4~40℃

MSC-3000

2.1 kg

MSC-6000

2.5 kg

19.0^W×23.5^D×12.5^H cm (共通)

モデル	MSC-3000	MSC-6000
回転数(遠心力)	1,000~3,500 rpm (100 rpm 刻み, ~800×g)	1,000~6,000 rpm (100 rpm 刻み, ~2,350×g)
遠心時間	1秒~99分	1秒~30分
リッドロック	なし(遠心中に蓋を開けると、自動で止まる)	あり(遠心中には蓋が開かない)
ミキシング強度	ソフト, ミディアム, ハード	
ミキシング時間	0~20 秒	
Spin-Mix-Spin サイクル数	1~999 サイクル	
付属ローター	R-0.5/0.2 : 0.2/0.5 ml チューブ (各 12 本) 用 R-1.5 : 1.5/2.0 ml チューブ (12 本) 用	

[メーカー: BSN]

モデル	商品コード	包装	価格(¥)
MSC-3000	BS-010205-AAK	1 unit	117,000
MSC-6000	BS-010211-AAM	1 unit	132,000

※別売のローターについてはフナコシ Web をご覧ください。