



Web ページ番号

1383



デモ  
OK

動画  
あり

## 小型で軽量のボルテックスミキサー V-1 plus

連続運転とタッチスタートの切り替えができます。



低温室 OK  
使用可能動作環境：4~40℃



9.0<sup>W</sup>×15.0<sup>D</sup>×8.0<sup>H</sup> cm, 0.8 kg

対応チューブ	0.2~50 ml チューブ
最大処理可能量	30 ml
回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	8 時間

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010203-AAK	1 unit	52,000



Web ページ番号

3819



デモ  
OK

動画  
あり

## マルチスピードボルテックスミキサー MSV-3500

様々なサイズのチューブを攪拌できるボルテックスミキサーです。交換可能な4種類のプラットフォームがあります。



低温室 OK  
使用可能動作環境：4~40℃



回転数	300~3,500 rpm
タイマー	0~60 分/連続
連続作動時間	8 時間

18.0<sup>W</sup>×17.0<sup>D</sup>×14.5<sup>H</sup> cm, 2.6 kg

[メーカー：BSN]

モデル	商品コード	包装	価格 (¥)
プラットフォーム無し	BS-010210-AAK	1 unit	104,000
プラットフォーム付き*	BS-010210-TAK	1 unit	114,000

\*下記4種類の専用プラットフォームがあらかじめ付属しています。個別に購入することも可能です。

### 別売品 専用プラットフォーム

タイプ	収容本数	商品コード
SV-16/8	0.2 ml チューブ (φ6 mm) ×8 本 + 0.5 ml チューブ (φ8 mm) ×8 本 + 1.5 ml チューブ (φ11 mm) ×16 本	BS-010210-CK
SV-10/10	10 ml チューブ (φ12 mm) ×10 本	BS-010210-BK
SV-8/15	15 ml チューブ (φ16 mm) ×8 本	BS-010210-DK
SV-4/30	50 ml チューブ (φ30 mm) ×4 本	BS-010210-AK

※価格についてはフナコシ Web をご覧ください。



Web ページ番号

61797



デモ  
OK

動画  
あり

## マイクロチューブ 32 本を同時に処理できる ボルテックスミキサー Multi-Vortex V-32

連続運転とインパルスモード(Quick Spin)の切り替えができます。交換可能な4種類のプラットフォームがあります。



低温室 OK  
使用可能動作環境：4~40℃



回転数	500~3,000 rpm
連続作動時間	24 時間

12.0<sup>W</sup>×18.0<sup>D</sup>×10.0<sup>H</sup> cm, 1.5 kg

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010207-AAK	1 unit	74,000

プラットフォーム	チューブ収容本数
PV-32 (付属)	0.2/0.5/1.5 ml チューブ×8/8/16 本
PL-1 (付属)	0.2~50 ml チューブ×1 本
PV-48 (別売, #BS-010207-GK)	0.2 ml 8 連チューブ×6 本
PV-6/10 (別売, #BS-010207-BK)	10 ml チューブ (φ15 mm) ×6 本

※別売のプラットフォームの価格についてはフナコシ Web をご覧下さい。



Web ページ番号

71220



## CO<sub>2</sub> インキュベーター内で使用可能な チューブローラー CTR-6

ローラーは一部取り外し可能なため、様々なサイズのボトルが使用できます。細胞培養だけでなく、液体の混合や攪拌にも使用できます。



3 kg

最大負荷質量

低温室 OK  
使用可能動作環境：  
4~40℃

本体

31.0<sup>W</sup>×26.2<sup>D</sup>×8.0<sup>H</sup> mm, 3 kg

リモートコントローラー

回転数*	5~80 rpm (1 rpm 刻み)
傾斜角	4°
タイマー	1 分~96 時間/連続
電源	100~240 V, 50/60 Hz

\*回転数はセットした容器の重さと形状により変わります。

[メーカー：BSN]

商品コード	包装	価格 (¥)
BS-010174-A02	1 unit	208,000