



Web ページ番号

4644



滴下ボトル入りで使いやすい!

## EtBr 溶液

25% OFF

50 ml のバッファーまたはゲルに 1 滴 (約 40  $\mu$ l) 加えることで、最終濃度 0.5  $\mu$ g/ml のエチジウムブロマイド (EtBr) 溶液を調製できます。



[メーカー：GLP]

品名	Ethidium Bromide Dropper Bottle
商品コード	20-276
包装	10 ml
通常価格(¥)	12,000
キャンペーン価格(¥)	9,000



Web ページ番号

1254



EtBr の廃棄がラクラク!

## 染色試薬の吸着除去バッグ

25% OFF

EtBr や Coomassie Blue を一晩で除去できる、ディスクポータブルタイプの吸着除去バッグです。



Destaining Bag を Activation solution で湿らせてから、EtBr などの染色試薬が含まれている溶液に投入し、一晩放置することで染色試薬が吸着されます。

※使用後は、施設・地域で定められた方法に従い、不燃物として処分して下さい。

[メーカー：GLP]

品名	Destaining Bag, with Activation Solution (25 bags)
商品コード	20-277
包装	1 set
通常価格(¥)	33,500
キャンペーン価格(¥)	25,100

フナコシニュース  
2024年4月1日号

# 機器予算申請号

## 好評配布中

研究者必携  
ピペット・エイド<sup>®</sup> から分注ロボットまで  
フナコシ機器製品を網羅

ご請求はフナコシ Web  
「カタログ請求」から!



無料

期間

2024年

4/15

▼

6/14

5

雑誌



kiki@funakoshi.co.jp

TEL 03-5684-1619

FAX 03-5684-5643

価格・内容は発刊日現在です  
掲載品はすべて研究用です