



Web ページ番号

68073



手のひらサイズのサーマルサイクラー

## Qamp Mini Thermal Cycler

20% OFF

デモ OK

わずか 1 kg と軽量かつコンパクトで、操作が簡単な 8 ウェルタイプのサーマルサイクラーです。



10.2<sup>W</sup>×13.6<sup>D</sup>×10.4<sup>H</sup> cm, 1 kg

●お手持ちの PC 上で作成したプログラム\*を付属の専用プログラムチップに取り込み、本体に挿し込んで使用します。

●ウェル間の増幅効率にばらつきがありません。

\*プログラム作成には別途 PC (OS: Windows 7/8/10) が必要です。



プログラムチップ (付属)



ソフトウェア操作画面

試料数	8 (2×4 ウェル)
チューブ収容数	8×0.2 ml PCR チューブ (フラット/ドームキャップ)
温度設定範囲	4~99°C
最大加熱速度	4.6°C/秒
最大冷却速度	3.4°C/秒
温度精度	±0.4°C
温度均一性	±0.4°C
リッド温度	105°C 固定 (予熱 60°C)
電源	100~240 V AC, 50 / 60 Hz, 120 W

[メーカー: BOP]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
C310200	1 set	255,000	204,000



Web ページ番号

71713



## お手持ちのスマートフォンでゲルを撮影できます スマートフォン用ゲル撮影システム


20% OFF

デモ OK

ゲル撮影用フードと、スマートフォン取付用アダプター (幅調整範囲 5.7~10.5 cm) のセットです。お手持ちのスマートフォン、トランスイルミネーター (UV、LED) と組み合わせることで、手軽にゲルの観察や撮影ができます。

- フードはコンパクトながら開口部が広く、ゲルの切り出しも容易に行えます。
- 対応可能なスマートフォンの幅: 5.7~10.5 cm
- シャープカットフィルター (オレンジフィルター) 付属。

### ここにスマートフォンのカメラをセット



最大撮影範囲	200×167 mm
撮影距離	約 282 mm
フィルター	オレンジフィルター内臓
シャープカット兼用観察窓透過率 (範囲: 220~450 nm)	最大 0.09%, 平均 0.02% (実測値)
ボックスの外寸	280 <sup>W</sup> ×210 <sup>D</sup> ×280 <sup>H</sup> mm (カメラ取り付けマウントを除く)

[メーカー: MEC]

商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン価格 (¥)
FBOX-GS-SET	1 set	174,000	139,200

### 関連製品 赤外線カットフィルター ※キャンペーン対象外。

UV イルミネーター使用時は、赤外線カットフィルターを取り付けることで、放電管の映り込みを低減できます。



[メーカー: MEC]

商品コード	包装	価格 (¥)
MFC65-52	1 set	11,700