

HTDialysis シリーズ

ハイスループットな平衡透析器具

デモ OK

特長

- 各ウェル部分を構成するバーはテフロン製のため、試料の非特異的な吸着が抑えられます。
- 自動化やハイスループット解析にも対応しています。
- HTD 96c は HTD 96b よりもウェルの容積が小さいため、試薬の節約や、平衡に達するまでの時間の短縮が可能です。






平衡透析用

HTD 96b (#1006)
96 ウェル

HTD 96c (#1009)
96 ウェル、小容量タイプ

HTD 12a (#1011)
12 ウェル



脱塩・バッファー交換用

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
HTD 96b Complete Unit	デモ OK		
HTD	1006	1 unit /	1,202,000
HTD 96c - Complete Unit (Shorter Diffusion Path)			
HTD	1009	1 unit /	1,244,000
HTD 12a - Complete Unit			
HTD	1011	1 unit /	1,031,000

関連製品 透析膜

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Dialysis Membrane Strip, HTD 96			
HTD	1151	MWCO 1K	8 pieces / 31,000
HTD	1135	MWCO 3.5 kDa	50 pieces / 91,000
HTD	1103	MWCO 6~8 kDa	50 pieces / 73,000
HTD	1105	MWCO 10 kDa	8 pieces / 30,000
HTD	1101	MWCO 12~14 kDa	50 pieces / 73,000
HTD	1104	MWCO 25 kDa	8 pieces / 30,000
HTD	1150	MWCO 50 kDa	8 pieces / 30,000

※本製品についてのお問い合わせは、当社テクニカルサポート（試薬担当）までご連絡下さい。



Web ページ番号

63747



各種トリプシン

- SequENZ (#TRSEQZ、#TRSEQZS) は、消化プロセスの特異性に影響を与える可能性のあるプロテアーゼやトリプシン自己消化フラグメントを徹底して除去しています。また、自己消化を最小限に抑えるため、化学修飾が施されています。
- #TRSEQZ、#TRSEQ II、#TRTPCK はタンパク質シーケンシング、ペプチドマッピング、および構造研究にお勧めです。

[メーカー：WOR]

商品コード	TRSEQZ	TRSEQZS* NEW	TRSEQ II	TRTPCK	TRTVMF	TRLVMF	TRLS	TRL3	TRL
シーケンスグレード	●	●	●	—	—	—	—	—	—
自己消化耐性（化学修飾）	●	●	—	—	—	—	—	—	—
高純度	●	●	●	●	—	—	—	—	—
TPCK 処理済み	●	●	●	●	●	—	—	—	—
ウイルスフリー	—	—	—	—	●	●	—	—	—
0.22 μm フィルター滅菌	●	●	●	—	●	●	●	—	—
中グレード	—	—	—	—	—	—	—	●	●
包装	4×25 μg	250 μg	4×25 μg	100 mg	100 mg	100 mg	50 mg	100 mg	100 mg
価格 (¥)	21,000	27,000	18,000	25,000	37,000	24,000	12,000	12,000	7,000

* Ready-to-use の溶液タイプです。#TRSEQZS 以外はすべて乾燥凍結製品です。

※上記以外の包装もあります。詳細はフナコシ Web をご覧下さい。