



Web ページ番号

下記参照



[メーカー：SPB]

[メーカー：CAY]

学生実習や初めて ELISA を行う際の練習用に！

ELISA 測定の実習用キット

ELISA の操作や原理を習得するための実習に最適なキットです。

サンドイッチ法 ELISA

β-ラクトグロブリン (BLG) を測定対象として、アセチルコリンエステラーゼ (AChE) トレーサーを用いたサンドイッチ法で比色定量します。

Web ページ番号

69241




測定試料・必要試料量	1 Lの水に牛乳1滴 (50 μl) を加えて希釈する。
インキュベーション時間	30分 (室温)
測定波長	405~414 nm

※試薬の調製にはミネラルウォーターの使用を推奨しています (Ca²⁺や Mg²⁺などの2価金属イオンを多く含むミネラルウォーターは使用しないで下さい)。

※測定にはマイクロプレートリーダーが別途必要です。

■原理



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
ELISA Training Kit			
SPB	B05006	青 96 well	1 kit / 27,000
SPB	B05005	赤 2×96 well	1 kit / 42,000

競合法 ELISA

マウスモノクローナル抗体がプレコートされた96ウェルプレートとAChE トレーサーを用いた競合法で比色定量します。

Web ページ番号

2040




測定試料・必要試料量	Practice ELISA Antiserum (キットに付属)
インキュベーション時間	2時間 (室温)
測定波長	405~420 nm

※試薬の調製には有機物を含まない超純水 (#400000) を使用して下さい。

※測定にはマイクロプレートリーダーが別途必要です。

■原理



品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格 (¥)
Practice EIA Kit			
CAY	10009658	青	96 tests / 16,100



実施中のキャンペーン



- プレゼント FlexiPump ハンディガンプレゼント
- 25% OFF ホルモン関連アッセイキット
- 20~50% OFF 春の機器・消耗品キャンペーン

→ p.3~16

Web ページ番号

- 64932 INTERSCIENCE 社
- 71709 Arbor Assays 社
- 2222 各社

キャンペーン期間

2024年 4月 5月 6月

2/1~4/30

4/1~6/28

4/15~6/14