

# Multiplex ELISA Kit

## & 抗体セット

### 20%OFF キャンペーン

## Multiplex ELISA Kit

- ✓ 簡便かつ高感度 (pg/mlレベル)
- ✓ 血清、血漿、細胞培養上清で検証済み
- ✓ 幅広い検出範囲

通常の1因子のELISAキットと同じ実験系で、  
4種類／8種類の因子を同時に測定できます。

キャンペーンの詳細は  
こちら

Webページ番号  
**71313**



### ■測定動物種：Human

Arigo Biolaboratories Corp. [メーカー略称:ARI]

品名	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
<b>炎症性サイトカイン</b>				
<b>Pro-inflammatory Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, TNF- $\alpha$	ARG82862	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>Inflammatory Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: GM-CSF, IFN- $\gamma$ , IL-1 $\alpha$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, IL-8, MCP-1(MCAF), TNF- $\alpha$	ARG80929	1 kit	<del>372,000</del>	<b>297,600</b>
<b>マクロファージ</b>				
<b>M1/M2 Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IL-4, IL-6, IL-10, TNF- $\alpha$	ARG83335	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>M1/M2/MDSC Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: GM-CSF, IFN- $\gamma$ , IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, MCP-1, TNF- $\alpha$	ARG80930	1 kit	<del>390,000</del>	<b>312,000</b>
<b>Th&amp;Treg細胞</b>				
<b>Th1/Th2/Th17/Treg Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-4, IL-10, IL-17	ARG83388	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>Th1/Th2/Th17/Treg Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-2, IL-4, IL-10, IL-13, IL-17A, IL-22, TNF- $\alpha$	ARG80933	1 kit	<del>390,000</del>	<b>312,000</b>
<b>CAR-T</b>				
<b>CAR-T/CRS Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-2, IL-6, IL-10	ARG82969	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>がん</b>				
<b>CTL/NK Activation Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: Granzyme B, IFN- $\gamma$ , Perforin, TNF- $\alpha$	ARG83005	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b><math>\gamma\delta</math> T cell Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: Granzyme B, IFN- $\gamma$ , IL-8, IL-17	ARG83110	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: PDGF-BB, TGF- $\beta$ 1, IL-6, TNF- $\alpha$	ARG83353	1 kit	<del>202,000</del>	<b>161,600</b>

### ■測定動物種：Mouse / Rat

Arigo Biolaboratories Corp. [メーカー略称:ARI]

品名	商品コード	包装	通常価格(¥)	キャンペーン価格(¥)
<b>炎症性サイトカイン</b>				
<b>Mouse Pro-inflammatory Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-1 $\beta$ , IL-6, TNF- $\alpha$	ARG82842	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>Rat Inflammatory Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IL-1 $\beta$ , IL-6, IL-10, TNF- $\alpha$	ARG83004	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>マクロファージ</b>				
<b>Mouse M1/M2 Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IL-4, IL-6, IL-10, TNF- $\alpha$	ARG82913	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>Th&amp;Treg細胞</b>				
<b>Mouse Th1/Th2/Th17/Treg Cytokine Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IFN- $\gamma$ , IL-4, IL-10, IL-17	ARG82914	1 kit	<del>182,000</del>	<b>145,600</b>
<b>線維症</b>				
<b>Mouse Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IL-6, PDGFBB, TGF- $\beta$ 1, TNF- $\alpha$	ARG83349	1 kit	<del>216,000</del>	<b>172,800</b>
<b>Rat Fibrotic Marker Multiplex ELISA Kit</b> 測定因子: IL-6, PDGFBB, TGF- $\beta$ 1, TNF- $\alpha$	ARG83356	1 kit	<del>216,000</del>	<b>172,800</b>

# 抗体セット


実験で同時に用いる抗体を最適な組み合わせでセットにした製品です。抗体2種類のセット(Antibody Duo)と複数のセット(Antibody Panel)があります。  
必要最低限のターゲットに絞ったセットになっているため、大変お求めになりやすくなっています。

## キャンペーン対象品の例


Arigo Biolaboratories Corp. [メーカー略称:ARI]

概要	品名	セット内容 (末尾の( )内はクローン名)	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格(¥)
細胞老化に関連する細胞周期停止(SAGA)の検出に最適	Senescence Marker Antibody Panel	・抗CDKN2A / p16 <sup>INK4a</sup> , Rabbit-Poly ・抗p21, Rabbit-Poly ・抗p53, Mouse-Mono (Pab 1801) ・抗Rb1 / Retinoblastoma protein, Phosphorylated (Ser807), Rabbit-Poly	ARG30340	1 kit	<del>106,800</del>	84,800
がん関連線維芽細胞(CAF)の不均一性の研究用	CAF Marker Antibody Panel	・抗FAP/Fibroblast activation protein, Rabbit-Poly ・抗S100A4, Rabbit-Poly ・抗α-SMA, Rabbit-Mono (SQab18108) ・抗Vimentin, Rabbit-Mono (SQab1721)	ARG30347	1 kit	<del>108,800</del>	86,400
腫瘍組織のリンパ球を識別するのに最適	Tumor-infiltrating Lymphocyte (TIL) Antibody Panel	・抗CD3ε, Rabbit-Mono (SQab1713) ・抗CD4, Rabbit-Mono (SQab1714) ・抗CD8 Rabbit-Mono (SQab19146) ・抗CD20, Rabbit-Mono (SQab1719)	ARG30334	1 kit	<del>101,800</del>	80,800
パイロトーシス研究用	Pyroptosis Antibody Panel	・抗Caspase-1, Rabbit-Poly ・抗GSDMD, Rabbit-Poly ・抗IL-1β, Mouse-Mono (SQab1748) ・抗β-Tubulin, Mouse-Mono (BT7R)	ARG30330 	1 kit	<del>101,800</del>	80,800
線維芽細胞から筋線維芽細胞への分化の研究用	Myofibroblast Differentiation Antibody Duo(SMA, Vimentin)	・抗α-SMA, Rabbit-Mono (SQab18108) ・抗Vimentin, Rabbit-Mono (SQab1721)	ARG30322	1 pair	<del>127,800</del>	101,600
組織または培養細胞のM1、M2、および腫瘍関連マクロファージの識別に最適	M1/M2/TAM Marker Antibody Panel	・抗CD68, Mouse-Mono (KP1) ・抗CD163, Rabbit-Mono (SQab19148) ・抗CD206/MMR, Mouse-Mono (15-2) ・抗iNOS, Rabbit-Poly	ARG30333	1 kit	<del>105,800</del>	84,000
腫瘍や組織の炎症細胞を標識するのに最適	Inflammatory Cell Antibody Panel for Mouse	・抗CD45R/B220, Rat-Mono (RA3-6B2) ・抗CD3ε, Rat-Mono (CD3-12) ・抗EMR1 F4/80, Rat-Mono (Cl:A3-1) ・抗Ly6G/Ly6C, Rat-Mono (RB6-8C5)	ARG30326	1 kit	<del>106,800</del>	84,800
NLRCインフラマソーム研究用	NLRC4 Inflammasome Antibody Panel	・抗ASC/TMS1, Rabbit-Poly ・抗Caspase-1, Rabbit-Poly ・抗GAPDH, Mouse-Mono (6C5) ・抗NLRC4/CARD12, Rabbit-Poly	ARG30332	1 kit	<del>101,800</del>	80,800

<略号> Mono: Monoclonal, Poly: Polyclonal




Senescence Marker Antibody Panel (#ARG30340)に含まれる抗体(抗p21, Rabbit-Poly)を用いた免疫細胞染色像  
試料: HeLa細胞  
抗体希釈倍率: 1:100



CAF Marker Antibody Panel (#ARG30347)に含まれる抗体(抗S100A4, Rabbit-Poly)を用いた免疫組織染色像  
試料: パラフィン包埋ヒト乳房  
抗体希釈倍率: 1:100

### NOTE

- ※ 本紙に掲載されている価格は、2024年5月1日現在です。
- ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。医薬品、診断用医薬品、食品、食品検査等の用途には使用できません。
- ※  印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外劇物です。法規制に従って、保管、廃棄等して下さい。
- ※ 本文中の、「#」以下の英数字は、商品コードを示しています。

- ※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。
- ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、ご了承下さい。
- ※ 記載されている会社及び商品名は、Arigo Biolaboratories社の商標または登録商標です。
- ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(ARI)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

### 販売店

日本総代理店  
**フナコシ株式会社**  
〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
www.funakoshi.co.jp    info@funakoshi.co.jp  
試薬に関して: reagent@funakoshi.co.jp  
TEL 03-5684-1620

 funakoshi

 @Funakoshi\_CoLtd

 /フナコシ株式会社

ARI-7736 (2024.05)