

**豊富なラインナップ**

**抗ケラチン抗体**



詳細はフナコシWebで検索！ Webページ番号 **80886**

キャンペーン期間中、PROGEN社の抗ケラチン抗体を **30%OFF** でご提供します！

様々な組織に関連した  
豊富なラインナップ！

多数の文献で  
使用実績あり！

**Liver:**  
K8, K18, K19



**Lung:**  
K7, K8,  
K18, K19




**Kidney:**  
K7, K8, K18,  
K19



**Prostate:**  
K8, K18, K19



**Biliary Tract:**  
K7, K8,  
K18-20



**Mesothelioma:**  
K5, K7, K8,  
K18, K19



**Stomach:**  
K7, K8, K18-20

**Pancreas:**  
K7, K8,  
K18-20



**Ovary:** K7, K8, K18, K19

**Cervix:** K4-8, K10, K13-19

**Uterus:** K5, K7, K8, K18, K19

**Breast:** K5, K6-8, K14, K17-19



**Skin:**  
K7, K8,  
K18-20



**Colon:**  
K7, K8, K18-20

**100点以上の抗ケラチン抗体製品がキャンペーン対象です**

対象製品のラインナップは、Webページ番号 **80886** で簡単に検索できます



フック付きで便利！



サイズ：30×50 cm

さらに！取扱開始30周年を記念して

**同時キャンペーン**

期間限定！  
数量限定！

PROGEN社の製品をご購入で、  
ロゴ入り特製ハンドタオルをプレゼント！

詳細はフナコシWebをご覧ください！ Webページ番号 **80889**

👑 使用文献あり！

PROGEN Biotechnik GmbH [メーカー略称:POG]

品名	免疫動物 (クローン名)	適用	商品コード	包装	通常価格 (¥)	キャンペーン 価格(¥)
Anti-K9	Guinea Pig-Poly	IHC, West	GP-CK9	100 μl	61,000	42,700
👑 Anti-K10	Guinea Pig-Poly	IC, IF, IHC, West	GP-K10	100 μl	68,000	47,600
Anti-K12	Guinea Pig-Poly	IHC	GP-K12	100 μl	68,000	47,600
Anti-K17	Guinea Pig-Poly	IC, IF, IHC, West	GP-CK17	100 μl	61,000	42,700
Anti-K17	Mouse-Mono (Ks17.E3)	IC, IF, IHC(frozen), West	65136	5 ml	30,000	21,000
👑 Anti-K18, FITC Conjugate	Mouse-Mono (Ks18.04)	FCM, IC, IF, IHC	61428	250 μl	57,000	39,900
Anti-K19	Guinea Pig-Poly	IC, IF, IHC, West	GP-CK19	100 μl	68,000	47,600
👑 Anti-K19 (lyophilized)	Mouse-Mono (Ks19.2(Z105.6))	ELISA, IC, IF, IHC(frozen), West	61029 毒	50 μg	47,000	32,900
Anti-K19 (supernatant)	Mouse-Mono (Ks19.2(Z105.6))	ELISA, IHC(frozen), West	65129	5 ml	30,000	21,000
👑 Anti-K20	Mouse-Mono (IT-Ks20.8)	IHC, West	61026 毒	50 μg	66,000	46,200
👑 Anti-K3/K76	Mouse-Mono (AE5)	IHC(frozen), West	61807	200 μg	97,000	67,900
👑 Anti-K5/K8, FITC Conjugate (Pan Epithelial)	Mouse-Mono (KS5+8.22/C22)	IC, IF, IHC	61431	250 μl	57,000	39,900
👑 Anti-K8/K18	Guinea Pig-Poly	ELISA, IHC, West	GP11	100 μl	53,000	37,100

※略号: Mono: Monoclonal, Poly: Polyclonal, ELISA: Enzyme-linked Immunosorbent Assay, FCM: Flow Cytometry, IC: Immunocytochemistry, IF: Immunofluorescence, IHC: Immunohistochemistry, West: Western Blotting

上記掲載製品以外にも抗ケラチン抗体を取り揃えています。

全対象製品のラインナップは、[Webページ番号](#) **80886** をご覧下さい！



## PROGEN社 抗ケラチン抗体について

PROGEN社が創設された1983年当時は、ケラチンが上皮細胞中の中間径フィラメントを構成する繊維状タンパク質として発見されたばかりでした。共同設立者の一人であるヴェルナー・フランケ博士は、ハイデルベルグにあるドイツがん研究センターでケラチン研究における先駆者として、PROGEN社の包括的な抗ケラチン抗体製品開発および豊富なアプリケーションの知見蓄積に大きく貢献しました。

現在、PROGEN社では、ケラチン研究に有用な抗体を豊富なラインナップで提供しています。すべての抗体製品は慎重に品質管理・検証されており、使用文献も多数あります。また、様々なアプリケーションで使用されており、研究者の技術サポートも行っています。



NOTE

※ 本紙に掲載されている価格は、2017年10月1日現在です。  
 ※ 本紙に掲載されている製品はすべて研究用です。臨床用途には使用できません。  
 ※ 毒印の製品は、「毒物及び劇物取締法」に基づく医薬用外毒物です。法規制に従って、保管、廃棄等して下さい。

※ 仕様は改善のため、予告なく変更することがあります。  
 ※ 表示価格には消費税等は含まれていません。また価格は予告なく変更される場合がありますので、あらかじめご了承下さい。  
 ※ ご注文の際は、【品名、メーカー(POG)、商品コード、包装、数量】をお知らせ下さい。

販売店

**フナコシ株式会社**

〒113-0033 東京都文京区本郷2丁目9番7号  
<http://www.funakoshi.co.jp/> e-mail: info@funakoshi.co.jp  
 試薬に関して: Tel. 03-5684-1620 Fax 03-5684-1775  
 e-mail: reagent@funakoshi.co.jp