

STAINperfect Neurotransmitters – Immunostaining Trial Pack

専用注文書

(Cat. SP-T-0001)

個人情報の取り扱いに関して

以下の使用目的確約書は当社に保管し、下記以外の目的には一切利用いたしません。ただし、法令等に基づき、官公庁・公的機関への報告が要請された場合、あるいは人の生命・身体又は財産の保護のために必要であって緊急の場合には、当社の責任において適切な情報提供を行うことがございます。また、ご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき適切に取り扱い、次のような目的に利用いたします。

- (1) ご記入内容等の確認のため
 - (2) 当社へのお問い合わせや資料等のご請求への対応
 - (3) 当社が取扱う商品・サービスの変更案内やサポート情報の提供
 - (4) ご注文いただいた製品をお客様に直接お送りするため
- 上記に同意して記入する。 上記に同意しない。→受託・特注品担当にお問い合わせください。

個人情報に関するお問い合わせおよび開示・訂正・削除のお申込み先
 フナコシ株式会社 総務部 個人情報相談窓口

TEL. 03-5684-1611 FAX 03-5684-1614 e-mail:privacy@funakoshi.co.jp

STAINperfect キットは、ImmuSmol(三文字略称:ISM)社の提供する低分子化合物用抗体を使用する際に必要になる免疫染色用キットです。本キットで組織や細胞の固定、透過処理、安定化を行うことができます。Trial Pack(商品コード:SP-T-0001)には、通常のSTAINperfect キットに加え、2本の抗体(サンプルサイズ:25uL)が添付されます。

※本製品は試用品(Trial Pack)のため、おひとり様1キットを1回のみご購入いただけます。

下記より、ご希望のサンプル抗体を2種類お選びください。

Anti-Dopamine, Rabbit-Poly (#IS1005)	Anti-3MethoxyTyramine, Rabbit-Poly (#IS1019)
Anti-GABA, Rabbit-Poly (#IS1006)	Anti-L-Serine, Rabbit-Poly (#IS1003)
Anti-Serotonin, Rabbit-Poly (#IS1007)	Anti-D-Serine, Rabbit-Poly (#IS1004)
Anti-L-Glutamate, Rabbit-Poly (#IS1001)	Anti-Noradrenaline, Rabbit-Poly (#IS1042)
Anti-D-Glutamate, Rabbit-Poly (#IS1002)	Anti-L-Glutamate, Mouse-Poly (#IS018)
Anti-Octopamine, Rabbit-Poly (#IS1033)	Anti-L-Tryptophan, Mouse-Mono (#IS011)
Anti-Glycine, Rabbit-Poly (#IS1034)	Anti-GABA, Chicken-Poly (#IS1036)
Anti-L-DOPA, Rabbit-Poly (#IS1030)	Anti-Serotonin, Goat-Poly (#IS1035)
Anti-Normetanephrine, Rabbit-Poly (#IS1028)	

お客様情報	ご注文日: _____ 年 ____ 月 ____ 日
お名前(フリガナ): _____ (_____)	
勤務先: _____	
所属部署: _____	
勤務先所在地: 〒 _____	
TEL: _____ FAX: _____	
e-mail: _____	
販売店 (ご利用販売店名を必ずご記入ください)	
社名: _____ 担当者名: _____	
TEL: _____ FAX: _____	
※ 販売店の方へ:本申込書を通常のご注文書と併せて、当社受託・特注品業務担当(Fax 03-5684-6539)へお送りください。	

弊社使用欄