


個人情報の取り扱いに関して

注文書・確認書・確約書等にご記入いただきましたお客様の個人情報は、当社個人情報保護方針に基づき適切に取り扱い、次のような目的に利用いたします。利用目的を変更する必要が生じた場合は、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲内で変更し、変更後の利用目的を本ページに告知いたします。

- (1) ご記入内容等の確認のため
- (2) 当社へのお問い合わせや資料等のご請求への対応
- (3) 当社が取扱う商品・サービスの変更案内やサポート情報の提供
- (4) ご注文いただいた製品をお客様に直接お送りするため

ご記入いただいた内容等の確認のため、または製品仕様等が変更された場合、当社担当者よりご連絡もしくは訪問させていただく場合があります。

上記に同意して記入する。 上記に同意しない。



テクニカルサポート・受託特注品担当にお問い合わせください。

個人情報に関するお問い合わせおよび開示・訂正・削除のお申込み先

フナコシ株式会社 総務部 個人情報相談窓口

TEL. 03-5684-1611 FAX 03-5684-1614

e-mail:privacy@funakoshi.co.jp

御依頼者

所在地 〒		
会社（組織）名・部署名		ふりがな ご氏名
TEL	FAX	E-mail
販売店名 担当者名 Tel.		
		FAX

二次元電気泳動試料についてご記入ください。

1) 試料数と名称 個

--

2) 試料の形態（ 当社溶液 溶液 凍結乾燥品 その他）

*溶液の場合、溶液組成を、凍結乾燥品の場合、乾燥前の溶液組成をご記入下さい。

--

3) 試料の情報

サンプルの由来（生物種、組織名等）、タンパク質濃度、サンプルの安全性などについて

--

4) 等電点電気泳動 pH レンジ

pH 4- 7 （再現性が高く、分離能と展開幅のバランスが良いお薦めのレンジ）

pH 3- 10 （酸性側から塩基性側まで広範囲をカバー）

その他 （様々な pH レンジに対応可能です。ご相談下さい）

5) 等電点電気泳動ゲルの長さ

18 cm（標準） 24 cm（追加料金） その他（ご相談下さい）

6) 染色方法

SYPRO Ruby 染色（感度と定量性が高くお薦めです。追加料金）

銀染色（標準） CBB 染色（標準）

フナコシ株式会社

受託・特注品業務担当

Tel. : 03-5684-1645

Fax : 03-5684-6539