

フナコシ

New
機器
マイクロプレート

LEDでプレートのウェルをナビゲーション

ヒカル 光くん

96ウェルマイクロプレートに試薬を添加する際に、LEDで分注位置をナビゲーションします。添加するウェルを飛ばしてしまう、同じウェルに二度添加してしまうといったミスを防ぎます。




特長

- ◆ 添加済みウェルは緑色、添加先のウェルは赤色と2色のLED光で表示されます。
 - ◆ プレートの外側にも縦横の分注位置を示す矢印形のランプがあり、白色/黒色プレートにも使用可能です。
 - ◆ パソコンや面倒なプログラミングは不要で、簡単に使用できます。
 - ◆ プログラムを選択し、赤色のウェルへ分注したら▼ボタンを押して次のウェルへ進みます。▲ボタンで戻すこともできます。
 - ◆ シングルピペット（縦/横方向）、8または12チャンネルピペット用の4つのプログラムが内蔵され、簡単に使用できます。
 - ◆ AC電源またはバッテリー駆動の両方で使用できるため、場所を選ばずお使いいただけます。
- * 付属のフットスイッチで操作することもできます。



プログラム1：シングルピペット（横方向1→12）



プログラム2：シングルピペット（縦方向A→H）
プログラム3：8チャンネルピペット



プログラム4：12チャンネルピペット

仕様

- サイズ：19.5^W × 11.0^D × 4.5^H cm
- 電源：100～240V（ACアダプター、充電式バッテリー）
- バッテリー使用 ON/OFF ボタン付き
- 明るさ、サウンド調節機能付き

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New 光くん	BRT	3611	1 piece / 95,000



New
機器
スライドガラスケース

スライドガラス用ディスペンサー

Dispenser for Slide

スライドガラスを1枚ずつ、簡単に取り出せるディスペンサー仕様の収納ケースです。

- 収納枚数：72枚



※写真のスライドガラスは含まれていません。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Dispenser for Slide	HNZ	1081603	1 piece / 3,300



New
機器
ピペット

手動式ピペッター

Pipump

お手持ちのガラスピペット、プラスチック製ピペットをセットして、手動で吸引・吐出を行うピペッターです。



※写真のピペットは含まれていません。

特長

- ◆ 吸引容量の異なる4種類の製品があり、色分けされています。
 - ◆ 各種ピペットに適合するようデザインされています。
 - ◆ 上部のダイヤルを下に回して吸引します。吐出はダイヤルを上に戻すか、下部のワンタッチレバーで行います*。
- * サイズ0（#1132005）には吐出用ワンタッチレバーは付いていません。

品名	メーカー	商品コード	包装 / 価格(¥)
New Pipump, 0～0.2 ml Pipette-Filler, Size 0, Yellow	HNZ	1132005	1 piece / 2,900
New Pipump, 0～2 ml Pipette-Filler, Size 2, Blue	HNZ	1132006	1 piece / 2,400
New Pipump, 0～10 ml Pipette-Filler, Size 10, Green	HNZ	1132007	1 piece / 2,500
New Pipump, 0～25 ml Pipette-Filler, Size 25, Red	HNZ	1132008	1 piece / 3,200