

Ambion®

遺伝子機能解析

siRNA

合成受託

高品質な siRNA です

Ambion® Silencer® Select / Silencer® siRNA


優れたアルゴリズムでデザインされた Ambion® (ライフテックノロジーズジャパン株式会社) の高品質な siRNA です。実際に培養細胞で機能することが検証済みで、ターゲット遺伝子の発現抑制も保障されている Validated siRNA もあります。

特長

- ◆ プリメイドな製品と、お客様のご要望に合わせてデザイン・合成を行うカスタムメイド siRNA があります。
- ◆ すべてのヒト、マウス、ラット遺伝子をターゲットにした siRNA です。

Silencer® Select siRNA

- ◆ 5 nM という低濃度で抑制効果を発揮します。他社の siRNA と有効濃度で比較すると、最高 100 倍の有効性を示します。
- ◆ デザインアルゴリズムの全面刷新により、抑制効果のある配列予測の精度が 25% 以上向上しました。
- ◆ 新規の化学修飾により、オフターゲット効果を最高 90% 削減しました。
- ◆ フェノタイプアッセイの結果についても、安定性と信頼性が大幅に改善されました。
- ◆ 製品保証は 100% です。すべての Silencer® Select siRNA が保証の対象となります。詳細は当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までお問い合わせ下さい。



Silencer® siRNA

- ◆ 優れたアルゴリズムによってデザインされており、抑制効果が保証された効果的な siRNA 配列を高効率で得られることが推測されます。
- ◆ すべての siRNA に配列情報を添付いたします。

カスタム合成 / カスタムデザインも承ります

お客様のご要望に合わせたカスタム siRNA 合成や、お客様のターゲット遺伝子に対するカスタムデザイン siRNA の合成も承ります。詳細については、当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までお問い合わせ下さい。

Control siRNA

- ◆ 特定の遺伝子をターゲットにしないネガティブコントロールと、GAPDH, β -actin, GFP などの遺伝子をターゲットにしたポジティブコントロール siRNA があります。

ご注文方法

フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/download/>) に掲載の専用注文用紙に siRNA 情報を記入し、当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) まで Fax でお送りいただくか、電子メール (jutaku@funakoshi.co.jp) に添付して送信して下さい。

- ※ Ambion® の siRNA はご注文前に、ユーザー ID の事前登録が必要です。ユーザー ID をお持ちでないお客様は、フナコシホームページ (<http://www.funakoshi.co.jp/download/>) に掲載の「Internet 及び E-mail オーダーシステムの登録用紙」に必要事項をご記入の上、販売店担当者へお渡し下さい。

Check!

siRNA ライブラリー

Ambion®

ヒトの全ゲノムや機能別の遺伝子クラスに対する siRNA が含まれており、さまざまなライブラリーがあります。

- ※ 詳細は当社受託・特注品業務担当 (欄外参照) までお問い合わせ下さい。

プレゼントのお知らせ

Ambion® 子ライオンマスコット プレゼント!

(期間: ~平成 22 年 2 月 28 日ご注文分まで)

対象となるお客様

- ① 新規にユーザー ID 登録をして、期間中に下記対象製品のいずれか 1 本以上をフナコシでご注文の方
- ② すでにご登録済みのお客様は、期間中に下記対象製品いずれか 3 本以上または siRNA ライブラリー 1 つをフナコシでご注文の方



- ※ プレゼントはとってもかわいい、Ambion® ロゴ入り子ライオン 1 体です。ぜひこの機会をお見逃しなく!

対象製品

- Silencer® Select Pre-designed / Validated siRNA
- Silencer® Pre-designed / Validated siRNA
- カスタム siRNA 合成 / カスタムデザイン
- siRNA Library
- ※ プレゼントは数に限りがございますので、あらかじめご了承願います。

